



ottobock.

Prothèses esthétiques en silicone

Une apparence naturelle et une aide aux gestes les plus simples


Quality for life

Le service Fabrication d'Ottobock est le prolongement de votre centre d'appareillage.

Avec votre orthoprothésiste, nous fabriquons des prothèses esthétiques en silicone qui vous permettent de retrouver une apparence naturelle mais également de réaliser les gestes simples de la vie quotidienne, tout en protégeant votre moignon des agressions extérieures.

Nous réalisons votre prothèse sur mesure avec différents niveaux de finition. Chaque prothèse esthétique est unique et à votre image.





Chaque prothèse esthétique
est unique et à votre image.

Testé et approuvé : Silicone de qualité médicale

Le silicone est devenu un matériau incontournable dans le domaine des dispositifs médicaux. Il présente l'avantage d'être confortable au contact de la peau, résistant, facile d'entretien et inodore.

Pour nos prothèses esthétiques, nous utilisons exclusivement un silicone de qualité médicale.

Avec une utilisation conforme à votre projet de vie et un entretien régulier de votre prothèse esthétique, vous préserverez plus longtemps son aspect originel. Notre silicone limite en effet les tâches indélébiles dues aux salissures du quotidien.





Les prothèses de membre supérieur





Une gamme adaptée à chaque besoin

L'esthétisme pour tous

Quel que soit votre niveau d'amputation (doigt, main partielle, avant-bras ou bras,) nous vous proposons trois niveaux de finition pour votre revêtement esthétique de membre supérieur.

Les gammes Natural, Classic et Basic diffèrent selon le niveau de détails, et répondent aux besoins que vous avez définis avec votre orthoprothésiste dans votre projet de vie.

Gamme Natural

Ce revêtement esthétique, intégralement réalisé sur mesure, est idéal pour les personnes soigneuses qui souhaitent retrouver une apparence au plus proche de la main naturelle. La forme et la teinte sont définies avec un professionnel en s'inspirant du membre sain. Pour accentuer ce réalisme, l'ongle est réalisé en résine ou en silicone personnalisé.

Le niveau de détail est très poussé, avec la possibilité de reproduire des poils, grains de beauté, veines, tâches de rousseur, tatouages etc. Les ongles peuvent être vernis une fois par mois avec précaution.

Gamme Classic

Les prothèses esthétiques de la gamme Classic sont un parfait compromis entre fonctionnalité et esthétique. Le choix de la couleur se fait sur nuancier (jusqu'à 3 teintes par prothèse). L'ongle est en silicone personnalisé.

Gamme Basic

Ces prothèses ont une forme standard. Leur couleur unique est choisie sur nuancier. Ce type de prothèses est idéal dans le cadre de vos activités manuelles salissantes (bricolage, jardinage, ménage). L'ongle est teinté dans la masse.

Vous avez aussi la possibilité de passer par une **inversion** de votre main saine, ce qui correspond à un moule sur mesure. La prestation est sur devis.

Gamme Natural

- Prothèse réalisée entièrement sur mesure
- Détails esthétiques possibles (tatouages, veines, grains de beauté...)
- Ongles en résine ou silicone personnalisé



Gamme Classic

- Taille et forme personnalisées
- Jusqu'à 3 teintes sur nuancier
- Ongles en silicone

Gamme Basic

- Forme standard
- Teinte monochrome
- Ongles teintés dans la masse



Ongle résine



Ongle silicone



Ongle teinté dans la masse



Une prothèse pour tous les jours

Fonctionnalité et confort de votre prothèse

Lors du développement de nos produits, nous conservons toujours à l'esprit 5 critères : design, fonctionnalité, qualité, technologie et innovation. Les prothèses esthétiques répondent à ces conditions afin de satisfaire vos attentes.

Intégration

Les prothèses en silicone offrent de l'esthétisme grâce à leur forme au plus près de votre membre sain et restaurent votre image corporelle.

Autonomie

Les prothèses personnalisées vous permettent d'accomplir les gestes les plus simples de la vie quotidienne.

Confort et protection

La fixation de la prothèse se fait grâce à un effet de vide, ce qui lui confère un maintien au niveau du moignon sans la moindre pression gênante.

Le silicone est facile d'entretien et agréable à porter.

Le moignon est protégé des agressions extérieures.



Les prothèses de membre inférieur





Revêtements esthétiques pour prothèse de jambe

Une apparence naturelle jour après jour

Le revêtement personnalisé en silicone permet de rendre votre prothèse la plus discrète possible. Il couvre la prothèse jusqu'à l'articulation du genou, s'intègre harmonieusement à votre image corporelle et protège les composants qu'il couvre contre l'humidité et la saleté.

Vous pouvez à nouveau porter des shorts, des jupes, des chaussures ouvertes, sans attirer l'attention sur votre prothèse.

En combinant notre savoir-faire avec les nombreuses possibilités de design offertes par le silicone, nous sommes en mesure d'adapter chaque revêtement personnalisé à vos besoins (dans la limite de nos contraintes techniques).

Le résultat est une imitation détaillée de votre pied et de votre jambe controlatérale qui semble naturelle en termes de taille, forme, couleur et de particularités anatomiques. Nous prenons en compte les moindres détails, tels que les ongles, les veines, les taches de naissance, les tatouages et les poils.

Le revêtement esthétique en silicone est compatible avec les pieds à restitution d'énergie.

Revêtement personnalisé

- Taille et forme sur mesure
- Couleur personnalisée jusqu'à 8 teintes
- Ongles personnalisés en résine ou en silicone
- Les veines, grains de beauté et poils sont possibles



Revêtement de
jambe esthétique
pour homme



Revêtement de
jambe esthétique
pour femme



Pilosité
Parfaitement
harmonisée avec la
jambe controlatérale



Tatouage
Possible sur demande

Ongle silicone



Ongle en résine



Prothèses de pied en silicone

Une fonctionnalité retrouvée pour les personnes amputées de l'avant-pied

Grâce à leur forme au plus près du pied controlatéral, les prothèses de pied en silicone offrent équilibre et fonctionnalité à la personne amputée de l'avant-pied. La prothèse permet de répartir les pressions et d'améliorer la marche. Une adaptation optimale au moignon limite les irritations de la peau.

La conception de l'emboîture est personnalisée afin que la prothèse ait une adhérence en surface élevée et un contact intégral avec le moignon.

Une prothèse de pied en silicone vous permet de marcher pieds nus et de porter des chaussures adaptées à votre activité du moment. Vous pouvez sans problème porter votre prothèse sous la douche ou lorsque vous vous baignez.

Deux niveaux de finitions sont possibles pour votre prothèse de pied.

La gamme **Natural** offre un revêtement esthétique avec teinte et ongles personnalisés, idéal pour les personnes soigneuses, qui souhaitent une reproduction au plus près de leur pied sain.

La gamme **Classic** est un parfait compromis entre fonctionnalité et esthétique avec choix de teintes personnalisées.

Si vous souhaitez plus d'informations, nous vous invitons à consulter <http://amputation-avant-pied.fr/>

Gamme Natural



Gamme Classic



**Une emboîture personnalisée
adaptée au moignon**



Commande d'une prothèse esthétique en silicone


Votre orthoprothésiste vous accompagne

Lorsque vous avez défini avec votre orthoprothésiste le type de prothèse dont vous avez besoin, celui-ci prend vos mesures et réalise un moulage (en plâtre ou silicone en fonction du niveau d'amputation) et l'envoie à Ottobock accompagné de photos.

Une prothèse provisoire est réalisée suivant ces informations. Elle vous est ensuite envoyée pour que vous puissiez l'essayer et identifier d'éventuels points d'amélioration.

À l'issue de cette période d'essai, nous fabriquons la prothèse définitive. Dans le cas d'une prothèse de la gamme Natural, vous rencontrerez notre coloriste, qui réalisera la coloration de votre prothèse et y apposera les détails souhaités.

Votre parcours d'appareillage avec votre orthoprothésiste



● Gamme Natural

● Gammes Classic et Basic

Fabricant Otto Bock Healthcare.

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Demander conseil auprès d'un professionnel de santé.

Lire attentivement la notice d'utilisation.

Otto Bock France
4 rue de la Réunion · CS 90011
91978 Courtaboeuf Cedex
Tél. 01.69.18.88.30 · Fax. 01.69.07.18.02
information@ottobock.fr · www.ottobock.fr

