

DEVIS

COMMANDE

N° CLIENT

TAMPON DE LA SOCIÉTÉ

Poids maximum utilisateur : 50 kg

Poids du fauteuil à partir de : 66,5 kg

Fauteuil garanti 2 ans / Batteries 1 an

- + Châssis aluminium
- + Electronique enAble 40
- + Vitesse 6km/h, moteurs 150W, batteries 28Ah
- + Accoudoirs réglables en haut. et en prof.
- + Assise avec coussin et repose-pieds
- + Bascule d'assise réglable avec outils
- + Boîtier de commande amovible avec écran
- + Entièrement démontable et pliable
- + Roues avant 8", arrière 12,5"
- + Abduction réglable



# A200 Skippi AA1

## 01 Modèle

490E55=00000_K	PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC	CODE LPP	MONTANT LPP	PCH
A200 Skippi AA1 enAble 40 2 vérins électriques max	5 336,49€	5 630,00€	9161609	3 487,95€	3 487,95€


## 02 Assise et dossier

◇ : configuration standard  
○ : options sans supplément de prix

Largeur d'assise en cm (SB)	30	31	32	33	34	35	36	37	38
	24	26	28 possible avec cales latérales						
Prof. d'assise en cm (ST)	28	30	32	34	36	38			
Hauteur de dossier en cm	35								

### Accessoires

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
ED 11	Rallonge de dossier (35cm - 46cm)	160,19€	169,00€
ED 10	Poignées de poussée réglables en hauteur et amovibles - Obligatoire avec EC51	191,47€	202,00€
EE 37	Coussinets latéraux pour protège-vêtements (la paire) - Epaisseur 3 cm	84,36€	89,00€



### Appui-tête

PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
273,93€	289,00€

EE 30

Kit de fixation pour appui-tête

Appui-tête, pour siège standard, modèle courbe grand avec tige appui-tête, avec réglage tridimensionnel par 2 rotules - 430H2=1-7 et 476L52=SK015

### Angle de dossier (si mécanique) - NC ED50

PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
0	0
0	0

-9 / 1 / 11 / 21°

0 / 10 / 20 / 30°

### Réglage assise et dossier

PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
216,11€	228,00€
561,14€	592,00€
726,07€	766,00€
1 649,29€	1 740,00€

EC 51

Bascule d'assise par vérin pneumatique 20° poignées ED10 incluses, gachette du vérin fixée à la poignée accompagnateur droite

EC 50

Bascule d'assise par vérin électrique 20°



ED 50

Dossier inclinable électrique 25° (châssis droit impératif)- NC ES60

EC 57

Lift électrique 20cm - NC profondeur 28cm et EC51

Les vérins limitent le démontage du fauteuil, on ne peut plus séparer le châssis de l'assise



## 03 Repose-pieds / Repose-jambes

◇ : configuration standard  
O : options sans supplément de prix

PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
◇	◇
147,87€	156,00€
188,63€	199,00€
330,81€	349,00€
426,54€	450,00€

EB 02

Palettes individuelles en aluminium, longueur de jambes 23 à 38cm



EB 05

Palette aluminium monobloc, inclinaison réglable, inversion possible, longueur de jambes 23 à 38cm



EB 06

Palettes séparées surélevées pour longueur de jambes 15 à 22cm

EB 16

Palette aluminium monobloc pour longueur de jambes 15 à 22cm

EB 20

Repose-jambes mécaniques pour longueur de jambes 15 à 33cm



### Longueur des jambes (sans le coussin d'assise)


Longueur de tibia (UL) en cm ..... (réglage possible de 15 à 38cm)

Indiquez l'épaisseur du coussin même si celui-ci n'est pas livré par Otto Bock. .... cm

## 04 Commandes électroniques

◇ : configuration standard  
O : options sans supplément de prix

Boîtier de commande et support			CODE LPP	MONTANT LPP	PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC	
EU 85	Boîtier de contrôle standard enAble 40 - permet de contrôler 2 vérins électriques max.				◇	◇	
EU 06	Commande sur tablette escamotable -	Droit	Gauche	9384781	714,26€	1 055,92€	1 114,00€
EU 20	Support de boîtier de commande escamotable à attache rapide				181,99€	192,00€	
EU 19	Support de boîtier de commande fixe à attache rapide				◇	◇	
Côté de montage du joystick (réversible)		Droit	Gauche		O	O	

Options de commande			CODE LPP	MONTANT LPP	PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
EU 15	Double commande accompagnateur, poignées ED10 incluses commande fixée à la poignée accompagnateur droite 		9384781	714,26€	677,02€	714,26€



Accessoires de joystick		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
EU 23	Joystick fourche tétraplégique	66,35€	70,00€
EU 24	Stick S80 (tige de 80mm de hauteur)	53,08€	56,00€
EU 25	Soft ball (embout en mousse gainée)	71,09€	75,00€
EU 26	Embout de balle de golf, petit (diamètre 43mm)	72,04€	76,00€
EU 22	Pare-choc de joystick - NCEU86	◇	◇

## 05 Roues

◇ : configuration standard  
O : options sans supplément de prix

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
EF 10	Roues avant 8" increvables	◇	◇
EG 06	Roues arrière increvables - Flexel	114,69€	121,00€


## 06 Batteries


◇ : configuration standard  
O : options sans supplément de prix

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
EU 91	Chargeur de batteries standard	◇	◇
EU 02	Chargeur de batteries avec réduction de bruit	O	O

## 07 Accessoires de châssis

◇ : configuration standard  
O : options sans supplément de prix

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
ES 08	Eclairage unilatéral avant avec détection automatique - NC ES05	◇	◇
ES 05	Eclairage route, LED intégral avec connexion rapide, inclus feux de route et clignotants	440,76€	465,00€
ES 40	Fanion bleu (permet de repérer le fauteuil à distance dans une foule)	48,29€	52,00€
ES 35	Tablette thérapeutique	416,11€	439,00€
ES 63	Pare-choc fixe, permet de jouer au foot fauteuil - Uniquement UL <32cm 	203,79€	215,00€
ES 39	Klaxon manuel, petit kangourou	◇	◇
EP 65	Ceinture de sécurité à boucle métallique	◇	◇
ES 60	Kit de transport en véhicule - Norme ISO 7176-19 - NC ED50	O	O




## 08 Coloris de châssis

◇ : configuration standard  
O : options sans supplément de prix

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
010	Châssis bleu électrique - Toile de dossier rouge - Garde-boue jaune	◇	◇
016	Châssis gris clair métallique - Toile de dossier noire - Garde-boue noir	O	O
017	Châssis jaune vif - Toile de dossier bleue - Garde-boue noir	O	O
018	Châssis rouge vif - Toile de dossier bleue - Garde-boue jaune	O	O
037	Châssis rose RAL 4010 - Toile de dossier noire - Garde-boue noir	O	O

En cas d'incompatibilité entre certaines options, le service client prendra contact avec vous.



EE 37 Coussinets latéraux pour protège-vêtements



EC 50 Bascule d'assise pour vérin électrique



EB 02 Repose-pieds à palettes individuelles en aluminium



EB 05 Repose-pieds à palette monobloc en aluminium



EB 20 Repose-jambes mécaniques



EU 15 Double commande accompagnateur



ES 63 Pare-choc fixe pour jouer au foot fauteuil