

N° CLIENT

TAMPON DE LA SOCIÉTÉ

Garantie 2 ans

- + Assure un soutien du corps efficace pour un positionnement optimal du bassin
- + Housse traitée anti-fongique et respirante pour une meilleure hygiène
- + Code LPP 9362377
- + Montant LPP 34,90€
- + TVA appliquée à 20%



# Coussins de positionnement



Cloud



Terra



Terra Aquos



Terra Flair



EvoFlair



Cubic Foam



Evolight



Livo

## 01 Cloud

## Coussin complet avec housse

Hauteur fonctionnelle:

Creux de la cuisse: ajustable - Zone ischiatique: ajustable - Côté latéral: 11 cm

Le coussin est composé d'une housse, de cellules latérales en foam qui assurent un maintien supplémentaire, de cellules individuelles en foam permettant de répartir les zones de pression et d'une base en mousse synthétique. La surface d'assise est divisée en 16 cellules en foam disposées dans le respect de l'anatomie. Ce coussin est spécialement adapté aux besoins spécifiques des utilisateurs actifs. L'utilisation du gel polymère de foam ouvre une nouvelle voie dans la prophylaxie du décubitus.

Poids utilis. max: 250kg



		LARGEUR DU FAUTEUIL (CM)	PROFONDEUR DU FAUTEUIL (CM)	PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
476C00=FFC12X12	Cloud 30 x 30	29-32	29-32	633,33€	760,00€
476C00=FFC14X14	Cloud 35 x 35	34-36	34-37	633,33€	760,00€
476C00=FFC14X16	Cloud 35 x 40	34-36	38-42	633,33€	760,00€
476C00=FFC15X15	Cloud 38 x 38	37-39	36-40	633,33€	760,00€
476C00=FFC15X16	Cloud 38 x 40	37-39	38-42	633,33€	760,00€
476C00=FFC16X16	Cloud 40 x 40	39-41	38-42	633,33€	760,00€
476C00=FFC16X16.5	Cloud 40 x 42	39-41	40-44	633,33€	760,00€
476C00=FFC16x18	Cloud 40 x 46	39-41	42-48	633,33€	760,00€
476C00=FFC16.5x16	Cloud 42 x 40	41-43	38-42	633,33€	760,00€
476C00=FC16.5x16.5	Cloud 42 x 42	41-43	40-44	633,33€	760,00€
476C00=FFC17x17	Cloud 43 x 43	42-44	42-46	633,33€	760,00€
476C00=FFC17x18	Cloud 43 x 46	42-44	42-48	633,33€	760,00€
476C00=FC17.5x16.5	Cloud 44 x 42	43-45	40-44	633,33€	760,00€
476C00=FFC18x16	Cloud 46 x 40	45-48	38-42	633,33€	760,00€
476C00=FFC18x16.5	Cloud 46 x 42	45-48	40-44	633,33€	760,00€
476C00=FFC18x18	Cloud 46 x 46	45-48	42-48	633,33€	760,00€
476C00=FFC18x20	Cloud 46 x 50	45-48	46-52	641,67€	770,00€
476C00=FFC19x18	Cloud 48 x 46	46-50	42-48	641,67€	770,00€
476C00=FFC20X16	Cloud 50 x 40	48-54	38-42	641,67€	770,00€
476C00=FFC20X18	Cloud 50 x 46	48-54	42-48	641,67€	770,00€
476C00=FFC20X20	Cloud 50 x 50	48-60	42-52	650,00€	780,00€
476C00=FFC22X16	Cloud 56 x 40	52-60	38-42	650,00€	780,00€
476C00=FFC22x18	Cloud 56 x 46	52-60	42-48	650,00€	780,00€
476C00=FFC22x20	Cloud 56 x 50	52-60	46-52	650,00€	780,00€
476C00=FFC24x16	Cloud 61 x 40	57-65	38-42	650,00€	780,00€
476C00=SA200	Tailles spéciales				Nous consulter

## 02 Terra


### Coussin complet avec housse

Hauteur fonctionnelle:

Creux de la cuisse: 6 cm - Zone ischiatique: 7 cm - Côté latéral: 9.5 cm

Ce coussin est conçu pour assurer un soulagement maximal au niveau des zones de pression. La base en mousse de forme anatomique permet de définir le positionnement de l'utilisateur: positionnement stable grâce à un maintien central et latéral, soulagement du bassin et support du trochanter favorisés par le renforcement au niveau du bassin. La housse en tissu Dartex est extensible, offre un grand confort d'assise et convient aux utilisateurs incontinents.

Poids utilis. max: 150kg



		LARGEUR DU FAUTEUIL (CM)	PROFONDEUR DU FAUTEUIL (CM)	PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
476C00=SK631	Terra, 35,5 x 35,5	35-37	34-36	190,85€	229,00€
476C00=SK608	Terra, 35,5 x 40,5	35-37	37-39	190,85€	229,00€
476C00=SK606	Terra, 38,0 x 40,5	38-39	37-39	190,85€	229,00€
476C00=SK601	Terra, 40,5 x 40,5	40-41	37-39	190,85€	229,00€
476C00=SK640	Terra, 40,5 x 43,0	40-41	40-42	190,85€	229,00€
476C00=SK604	Terra, 40,5 x 45,5	40-41	43-45	190,85€	229,00€
476C00=SK632	Terra, 40,5 x 50,5	40-41	46-48	190,85€	229,00€
476C00=SK633	Terra, 43,0 x 40,5	42-43	37-39	190,85€	229,00€
476C00=SK638	Terra, 43,0 x 43,0	42-43	40-42	190,85€	229,00€
476C00=SK607	Terra, 43,0 x 45,5	42-43	43-45	190,85€	229,00€
476C00=SK634	Terra, 43,0 x 50,5	42-43	46-48	190,85€	229,00€
476C00=SK603	Terra, 45,5 x 40,5	44-47	37-39	190,85€	229,00€
476C00=SK639	Terra, 45,5 x 43,0	44-47	40-42	190,85€	229,00€
476C00=SK602	Terra, 45,5 x 45,5	44-47	43-45	190,85€	229,00€
476C00=SK635	Terra, 45,5 x 50,5	44-47	46-48	190,85€	229,00€
476C00=SK636	Terra, 50,5 x 40,5	48-52	37-39	190,85€	229,00€
476C00=SK605	Terra, 50,5 x 45,5	48-52	43-45	190,85€	229,00€
476C00=SK637	Terra, 50,5 x 50,5	48-52	46-48	190,85€	229,00€
476C00=SA620	Tailles spéciales 50,5 x 43	48-52	40-42	Nous consulter	
477C00=SV60X	Housse de recharge pour coussin Terra			108,33€	130,00€

## 03 Terra Aquos


### Coussin complet avec housse

Hauteur fonctionnelle:

Creux de la cuisse: 6 cm - Zone ischiatique: 7 cm - Côté latéral: 9.5 cm

Ce coussin est conçu pour assurer un soulagement maximal au niveau des zones de pression. La base en mousse de forme anatomique permet de définir le positionnement de l'utilisateur: positionnement stable grâce à un maintien central et latéral, soulagement du bassin et support du trochanter favorisés par le renforcement au niveau du bassin. La housse en tissu Dartex est extensible, offre un grand confort d'assise et convient aux utilisateurs incontinents. Ce coussin contient également un rembourrage en LiquiCell qui favorise la réduction des forces de cisaillement.

Poids utilis. max: 150kg



		LARGEUR DU FAUTEUIL (CM)	PROFONDEUR DU FAUTEUIL (CM)	PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
476C00=SK681	Terra Aquos, 35,5 × 35,5	35-37	34-36	204,17€	245,00€
476C00=SK658	Terra Aquos, 35,5 × 40,5	35-37	37-39	204,17€	245,00€
476C00=SK656	Terra Aquos, 38,0 × 40,5	38-39	37-39	204,17€	245,00€
476C00=SK651	Terra Aquos, 40,5 × 40,5	40-41	37-39	204,17€	245,00€
476C00=SK690	Terra Aquos, 40,5 × 43,0	40-41	40-42	204,17€	245,00€
476C00=SK654	Terra Aquos, 40,5 × 45,5	40-41	43-45	204,17€	245,00€
476C00=SK682	Terra Aquos, 40,5 × 50,5	40-41	46-48	204,17€	245,00€
476C00=SK683	Terra Aquos, 43,0 × 40,5	42-43	37-39	204,17€	245,00€
476C00=SK688	Terra Aquos, 43,0 × 43,0	42-43	40-42	204,17€	245,00€
476C00=SK657	Terra Aquos, 43,0 × 45,5	42-43	43-45	204,17€	245,00€
476C00=SK684	Terra Aquos, 43,0 × 50,5	42-43	46-48	204,17€	245,00€
476C00=SK653	Terra Aquos, 45,5 × 40,5	44-47	37-39	204,17€	245,00€
476C00=SK689	Terra Aquos, 45,5 × 43,0	44-47	40-42	204,17€	245,00€
476C00=SK652	Terra Aquos, 45,5 × 45,5	44-47	43-45	204,17€	245,00€
476C00=SK685	Terra Aquos, 45,5 × 50,5	44-47	46-48	204,17€	245,00€
476C00=SK686	Terra Aquos, 50,5 × 40,5	48-52	37-39	204,17€	245,00€
476C00=SK655	Terra Aquos, 50,5 × 45,5	48-52	43-45	204,17€	245,00€
476C00=SK687	Terra Aquos, 50,5 × 50,5	48-52	46-48	204,17€	245,00€
476C00=SA660	Tailles spéciales 50,5 x 43	48-52	40-42	Nous consulter	
477C00=SV65X	Housse de rechange pour coussin Terra Aquos			133,33€	160,00€

04

Terra Flair


Coussin complet avec housse

Hauteur fonctionnelle:

Creux de la cuisse: 6 cm - Zone ischiatique: 7 cm - Côté latéral: 9.5 cm

Ce coussin comprend une base en mousse anatomique à mémoire de forme offrant un positionnement stable des jambes grâce à un maintien médial et latéral des cuisses. A l'arrière du coussin d'assise, la base en mousse est combinée à un rembourrage ROHO haut à flottaison sèche\*, gonflable, qui protège de façon optimale les proéminences osseuses les plus sensibles et permet une répartition homogène du poids sans forces de cisaillement. La housse Dartex est bi-extensible et déperlante et convient aux utilisateurs incontinents. \* le principe de la flottaison sèche permet une répartition homogène du poids sans forces de cisaillement

Poids utilis. max: 150kg



		LARGEUR DU FAUTEUIL (CM)	PROFONDEUR DU FAUTEUIL (CM)	PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
476C00=SK878	Terra Flair, 35,5 × 40,5	35-37	37-39	425,00€	510,00€
476C00=SK876	Terra Flair, 38,0 × 40,5	38-39	37-39	425,00€	510,00€
476C00=SK871	Terra Flair, 40,5 × 40,5	40-41	37-39	425,00€	510,00€
476C00=SK879	Terra Flair, 40,5 × 43,0	40-41	40-42	425,00€	510,00€
476C00=SK874	Terra Flair, 40,5 × 45,5	40-41	43-45	425,00€	510,00€
476C00=SK882	Terra Flair, 40,5 × 50,5	40-41	46-48	425,00€	510,00€
476C00=SK883	Terra Flair, 43,0 × 40,5	42-43	37-39	425,00€	510,00€
476C00=SK888	Terra Flair, 43,0 × 43,0	42-43	40-42	425,00€	510,00€
476C00=SK877	Terra Flair, 43,0 × 45,5	42-43	43-45	425,00€	510,00€
476C00=SK884	Terra Flair, 43,0 × 50,5	42-43	46-48	425,00€	510,00€
476C00=SK873	Terra Flair, 45,5 × 40,5	44-47	37-39	425,00€	510,00€
476C00=SK889	Terra Flair, 45,5 × 43,0	44-47	40-42	425,00€	510,00€
476C00=SK872	Terra Flair, 45,5 × 45,5	44-47	43-45	425,00€	510,00€

		LARGEUR DU FAUTEUIL (CM)	PROFONDEUR DU FAUTEUIL (CM)	PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
476C00=SK885	Terra Flair, 45,5 × 50,5	44-47	46-48	425,00€	510,00€
476C00=SK886	Terra Flair, 50,5 × 40,5	48-52	37-39	425,00€	510,00€
476C00=SK875	Terra Flair, 50,5 × 45,5	48-52	43-45	425,00€	510,00€
476C00=SK887	Terra Flair, 50,5 × 50,5	48-52	46-48	425,00€	510,00€
476C00=SA880	Tailles spéciales 50,5 × 43	48-52	40-42	Nous consulter	
477C00=SV87X	Housse de rechange Terra Flair			120,83€	145,00€

05

## Housse incontinence

### Housse incontinence

Conçue pour s'adapter aux modèles Terra, Terra Aquos et Terra Flair. S'installe directement sur la mousse, sous la housse.



		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
476C00=SK461	Housse incontinence, 35,5 × 35,5	38,33€	46,00€
476C00=SK450	Housse incontinence, 35,5 × 40,5	38,33€	46,00€
476C00=SK451	Housse incontinence, 38,0 × 40,5	38,33€	46,00€
476C00=SK452	Housse incontinence, 40,5 × 40,5	38,33€	46,00€
476C00=SK458	Housse incontinence, 40,5 × 43,0	38,33€	46,00€
476C00=SK453	Housse incontinence, 40,5 × 45,5	38,33€	46,00€
476C00=SK462	Housse incontinence, 40,5 × 50,5	38,33€	46,00€
476C00=SK463	Housse incontinence, 43,0 × 40,5	38,33€	46,00€
476C00=SK459	Housse incontinence, 43,0 × 43,0	38,33€	46,00€
476C00=SK454	Housse incontinence, 43,0 × 45,5	38,33€	46,00€
476C00=SK464	Housse incontinence, 43,0 × 50,5	38,33€	46,00€
476C00=SK455	Housse incontinence, 45,5 × 40,5	38,33€	46,00€
476C00=SK460	Housse incontinence, 45,5 × 43	38,33€	46,00€
476C00=SK456	Housse incontinence, 45,5 × 45,5	38,33€	46,00€
476C00=SK465	Housse incontinence, 45,5 × 50,5	38,33€	46,00€
476C00=SK466	Housse incontinence, 50,5 × 40,5	38,33€	46,00€
476C00=SK457	Housse incontinence, 50,5 × 45,5	38,33€	46,00€
476C00=SK467	Housse incontinence, 50,5 × 50,5	38,33€	46,00€
476C00=SK468	Housse incontinence, 58 × 58	38,33€	46,00€

## 06 EvoFlair

### Coussin complet avec housse

Hauteur du coussin: 8 cm

Ce coussin constitué de 3 couches: cellules en gel Floam, cellules en mousse viscoélastique et enveloppe à air, garantit une distribution individuelle optimale de la pression. Il permet la prévention des escarres et sa housse en maille respirante est facile à nettoyer.

Poids utilis. max: 200kg



		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
476C00=SK1480	EvoFlair 38 × 40	291,67€	350,00€
476C00=SK1481	EvoFlair 40 × 40	291,67€	350,00€
476C00=SK1482	EvoFlair 40 × 42	291,67€	350,00€
476C00=SK1483	EvoFlair 41 × 46	291,67€	350,00€
476C00=SK1484	EvoFlair 42 × 40	291,67€	350,00€
476C00=SK1485	EvoFlair 42 × 42	291,67€	350,00€
476C00=SK1486	EvoFlair 42 × 44	291,67€	350,00€
476C00=SK1487	EvoFlair 42 × 46	291,67€	350,00€
476C00=SK1488	EvoFlair 42 × 52	291,67€	350,00€
476C00=SK1489	EvoFlair 45 × 42	291,67€	350,00€
476C00=SK1490	EvoFlair 45 × 44	291,67€	350,00€
476C00=SK1491	EvoFlair 45 × 46	291,67€	350,00€
476C00=SK1492	EvoFlair 46 × 51	291,67€	350,00€
476C00=SK1493	EvoFlair 48 × 42	291,67€	350,00€
476C00=SK1494	EvoFlair 48 × 44	291,67€	350,00€
476C00=SK1495	EvoFlair 48 × 46	291,67€	350,00€
476C00=SK1496	EvoFlair 50 × 42	291,67€	350,00€
476C00=SK1497	EvoFlair 51 × 44	291,67€	350,00€
476C00=SK1498	EvoFlair 51 × 46	291,67€	350,00€
476C00=SK1499	EvoFlair 52 × 52	291,67€	350,00€

## 07 Livo

### Coussin complet avec housse

Hauteur du coussin: 5 cm

Ce coussin en mousse viscoélastique est un coussin entrée de gamme. Il est facile d'entretien (lavable à 60°) et bénéficie d'une housse incontinence intégrée.

Poids utilis. max: 125kg



		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
476C00=SK1450	Livo 38 × 40	87,50€	105,00€
476C00=SK1451	Livo 40 × 42	87,50€	105,00€
476C00=SK1452	Livo 42 × 42	87,50€	105,00€
476C00=SK1453	Livo 42 × 44	87,50€	105,00€
476C00=SK1454	Livo 42 × 46	87,50€	105,00€

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
476C00=SK1455	Livo 42 × 52	87,50€	105,00€
476C00=SK1456	Livo 45 × 42	87,50€	105,00€
476C00=SK1457	Livo 45 × 44	87,50€	105,00€
476C00=SK1458	Livo 45 × 46	87,50€	105,00€
476C00=SK1459	Livo 48 × 42	87,50€	105,00€
476C00=SK1460	Livo 48 × 44	87,50€	105,00€
476C00=SK1461	Livo 48 × 46	87,50€	105,00€
476C00=SK1462	Livo 51 × 44	87,50€	105,00€
476C00=SK1463	Livo 51 × 46	87,50€	105,00€
476C00=SK1464	Livo 52 × 52	87,50€	105,00€

## 08 Cubic Foam

### Coussin complet avec housse

Hauteur fonctionnelle:

Creux de la cuisse: 5 cm - Zone ischiatique: 5 cm

Grâce à sa structure cubique, ce coussin contribue à améliorer la répartition de la pression, réduisant les risques de cisaillements. Cette structure cubique favorise la circulation de l'air et améliore ainsi la qualité de l'assise.

Poids utilis. max: 150kg



		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
476C00=SK100	Cubic Foam	106,67€	128,00€
477C00=SV110	Housse de recharge Cubic Foam	62,50€	75,00€

Profondeur d'assise (mm)	Largeur d'assise (mm)																		
	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580	600	
280																			
300																			
320																			
340																			
360																			
380																			
400																			
420																			
440																			
460																			
480																			
500																			
520																			
540																			

● taille standard    □ taille sur mesure

# 09 Evolight

## Coussin complet avec housse

Hauteur fonctionnelle:

Creux de la cuisse: 6 cm - Zone ischiatique: 6 cm

La structure multi-cubes de ce coussin permet de mieux répartir la pression et de réduire avec efficacité les forces de cisaillement. Deux couches de tissu d'isolation (une placée au-dessus de la structure multi-cubes et l'autre cousue dans le tissu de la housse) assurent une excellente circulation de l'air ainsi qu'une évaporation de l'humidité pour un meilleur confort de l'utilisateur. L'association de ces deux matières fait de ce modèle un des coussins les plus légers dans le traitement prophylactique et thérapeutique des escarres.

Poids utilis. max: 125kg, jusqu'à 180kg sur avis médical



PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
204,17€	245,00€
116,67€	140,00€

476C00=SK350

Evolight

477C00=SV351

Housse de rechange Evolight

		Largeur d'assise (mm)																			
		260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580	600	610	620
Profondeur d'assise (mm)	280																				
	300																				
	320																				
	340																				
	360																				
	380																				
	400																				
	420																				
	440																				
	460																				
	480																				
	500																				
	520																				
	540																				
560																					

● taille standard    □ taille sur mesure

En cas d'incompatibilité entre certaines options, le service client prendra contact avec vous.