

- Assure un soutien du corps efficace pour un positionnement optimal du bassin
- Housse traitée antifongique et respirante pour une meilleure hygiène
- Code LPP 4375116 = 34,90 €
- TVA appliquée à 20%
- Garantie 2 ans

**Devis**

**Commande**

**Prestation d'assistance Otto Bock**  
(voir conditions commerciales)

N° client :

Tampon de la société :

# Coussins de positionnement



**Z-Flo**



**Advantage**



**Cloud**



**Terra**



**Terra Aquos**



**Terra Flair**




**Cubic Foam**




**Contur Gel**




**Evolight**

	<b>Z-Flo</b> (poids max utilisateur = 150 kg) - <b>Code LPP 4375116 = 34,90 €</b>		
	<b>Hauteur fonctionnelle:</b> Creux de la cuisse: 7 cm - Zone ischiatique: 7 cm - Côté latéral: 7 cm Le coussin comprend une housse, un rembourrage en gel polymère de foam permettant de réduire efficacement la pression ainsi qu'une base en mousse synthétique dotée d'une chambre à air pour augmenter le confort d'assise du coussin. Ce coussin est destiné à la prophylaxie du décubitus et à son traitement.		

Coussin complet avec housse				
Référence	Description	Prix Public HT	Prix Public TTC	
476C00=Z15x16	Z-Flo 38 x 40	237,50 €	285,00 €	
476C00=Z16x16	Z-Flo 40 x 40	237,50 €	285,00 €	
476C00=Z16x18	Z-Flo 40 x 46	237,50 €	285,00 €	
476C00=Z16.5x16.5	Z-Flo 42 x 42	237,50 €	285,00 €	
476C00=Z18x16	Z-Flo 46 x 40	237,50 €	285,00 €	
476C00=Z18x16.5	Z-Flo 46 x 42	237,50 €	285,00 €	
476C00=Z18x18	Z-Flo 46 x 46	237,50 €	285,00 €	
476C00=Z20x18	Z-Flo 50 x 46	237,50 €	285,00 €	
Housse de rechange pour coussin Z-Flo				
476C00=SV14X	Housse de rechange	116,67 €	140,00 €	


	<b>Advantage</b> (poids max utilisateur = 125 kg) - <b>Code LPP 4375116 = 34,90 €</b>		
	<b>Hauteur fonctionnelle:</b> Creux de la cuisse: 8 cm - Zone ischiatique: ajustable - Côté latéral: 8 cm Le coussin est composé d'une housse, d'éléments latéraux en mousse synthétique, de cellules individuelles en foam permettant de répartir efficacement la pression sur des zones moins sollicitées et d'une base en mousse synthétique. Ce coussin est spécialement adapté aux besoins spécifiques des utilisateurs actifs. L'utilisation du gel polymère de foam ouvre une nouvelle voie dans la prophylaxie du décubitus.		

Coussin complet avec housse				
Référence	Description	Prix Public HT	Prix Public TTC	
476C00=AC14x14	Advantage 35 x 35	545,83 €	655,00 €	
476C00=AC14x16	Advantage 35 x 40	545,83 €	655,00 €	
476C00=AC15x15	Advantage 38 x 38	545,83 €	655,00 €	
476C00=AC15x16	Advantage 38 x 40	545,83 €	655,00 €	
476C00=AC16x16	Advantage 40 x 40	545,83 €	655,00 €	
476C00=AC16x16.5	Advantage 40 x 42	545,83 €	655,00 €	
476C00=AC16x18	Advantage 40 x 46	545,83 €	655,00 €	
476C00=AC16.5x16	Advantage 42 x 40	545,83 €	655,00 €	
476C00=AC16.5x16.5	Advantage 42 x 42	545,83 €	655,00 €	
476C00=AC17x18	Advantage 43 x 46	545,83 €	655,00 €	
476C00=AC17.5x16.5	Advantage 44 x 42	545,83 €	655,00 €	
476C00=AC18x16	Advantage 46 x 40	545,83 €	655,00 €	
476C00=AC18x16.5	Advantage 46 x 42	545,83 €	655,00 €	
476C00=AC18x18	Advantage 46 x 46	545,83 €	655,00 €	
Housse de rechange pour coussin Advantage				
476C00=SV13X	Housse de rechange	116,67 €	140,00 €	

	<b>Cloud</b> (poids max. utilisateur = 250 kg) - <b>Code LPP 4375116 = 34,90 €</b>
	<b>Hauteur fonctionnelle:</b> Creux de la cuisse: ajustable - Zone ischiatique: ajustable - Côté latéral: 11 cm Le coussin est composé d'une housse, de cellules latérales en foam qui assurent un maintien supplémentaire, de cellules individuelles en foam permettant de répartir les zones de pression et d'une base en mousse synthétique. La surface d'assise est divisée en 16 cellules en foam disposées dans le respect de l'anatomie. Ce coussin est spécialement adapté aux besoins spécifiques des utilisateurs actifs. L'utilisation du gel polymère de foam ouvre une nouvelle voie dans la prophylaxie du décubitus.

Coussin complet avec housse					
Coussin complet avec housse	Description	largeur du fauteuil (cm)	profondeur du fauteuil (cm)	Prix Public HT	Prix Public TTC
476C00=FFC12x12	Cloud 30 x 30	29-32	29-32	633,33 €	760,00 €
476C00=FFC14x14	Cloud 35 x 35	34-36	34-37	633,33 €	760,00 €
476C00=FFC14x16	Cloud 35 x 40	34-36	38-42	633,33 €	760,00 €
476C00=FFC15x15	Cloud 38 x 38	37-39	37-40	633,33 €	760,00 €
476C00=FFC15x16	Cloud 38 x 40	37-40	38-42	633,33 €	760,00 €
476C00=FFC16x16	Cloud 40 x 40	39-41	38-42	633,33 €	760,00 €
476C00=FFC16x16.5	Cloud 40 x 42	39-42	40-44	633,33 €	760,00 €
476C00=FFC16x18	Cloud 40 x 46	39-43	42-48	633,33 €	760,00 €
476C00=FFC16.5x16	Cloud 42 x 40	41-43	38-42	633,33 €	760,00 €
476C00=FC16.5x16.5	Cloud 42 x 42	41-44	40-44	633,33 €	760,00 €
476C00=FFC17x17	Cloud 43 x 43	42-44	42-46	633,33 €	760,00 €
476C00=FFC17x18	Cloud 43 x 46	42-45	42-48	633,33 €	760,00 €
476C00=FC17.5x16.5	Cloud 44 x 42	43-45	40-44	633,33 €	760,00 €
476C00=FFC18x16	Cloud 46 x 40	45-47	38-42	633,33 €	760,00 €
476C00=FFC18x16.5	Cloud 46 x 42	45-47	40-44	633,33 €	760,00 €
476C00=FFC18x18	Cloud 46 x 46	45-47	42-48	633,33 €	760,00 €
476C00=FFC18x20	Cloud 46 x 50	45-47	48-52	633,33 €	760,00 €
476C00=FFC19x18	Cloud 48 x 46	48-50	42-48	633,33 €	760,00 €
476C00=FFC20X16	Cloud 50 x 40*	48-54	38-42	633,33 €	760,00 €
476C00=FFC20X18	Cloud 50 x 46	48-54	42-48	633,33 €	760,00 €
476C00=FFC22X16	Cloud 56 x 40*	52-60	38-42	633,33 €	760,00 €
476C00=FFC22x18	Cloud 56 x 46*	52-60	42-48	633,33 €	760,00 €
476C00=FFC22x20	Cloud 56 x 50*	52-60	48-52	633,33 €	760,00 €
476C00=FFC24x16	Cloud 61 x 40*	57-65	38-42	633,33 €	760,00 €
Housse de rechange pour coussin Cloud					
476C00=SV11X	Housse de rechange			116,67 €	140,00 €

		Largeur d'assise (mm)											
		300	350	380	400	420	430	440	460	480	500	520	540
Profondeur d'assise (mm)	300	12x12											
	350		14x14										
	380			15x15									
	400		14x16	15x16	16x16	16.5x16			18x16		20x16	22x16	24x16
	420				16x16.5	16.5x16.5		17.5x16.5	18x16.5				
	430						17x17						
	460				16x18		17x18		18x18	19x18	20x18	22x18	
	500								18x20			22x20	


	<b>Terra</b> (poids max. utilisateur = 150 kg) - Code LPP 4375116 = 34,90 €				
	<b>Hauteur fonctionnelle:</b> Creux de la cuisse: 6 cm - Zone ischiatique: 7 cm - Côté latéral: 9.5 cm Ce coussin est conçu pour assurer un soulagement maximal au niveau des zones de pression. La base en mousse de forme anatomique permet de définir le positionnement de l'utilisateur: positionnement stable grâce à un maintien central et latéral, soulagement du bassin et support du trochanter favorisés par le renforcement au niveau du bassin. La housse en tissu Dartex est extensible, offre un grand confort d'assise et convient aux utilisateurs incontinents.				

**Coussin complet avec housse**

Référence	Description	largeur du fauteuil (cm)	profondeur du fauteuil (cm)	Prix Public HT	Prix Public TTC
476C00=SK631	Terra, 35,5 × 35,5	35-37	34-36	185,83 €	223,00 €
476C00=SK608	Terra, 35,5 × 40,5	35-37	37-39	185,83 €	223,00 €
476C00=SK606	Terra, 38,0 × 40,5	38-39	37-39	185,83 €	223,00 €
476C00=SK601	Terra, 40,5 × 40,5	40-41	37-39	185,83 €	223,00 €
476C00=SK640	Terra, 40,5 × 43,0	40-41	40-42	185,83 €	223,00 €
476C00=SK604	Terra, 40,5 × 45,5	40-41	43-45	185,83 €	223,00 €
476C00=SK632	Terra, 40,5 × 50,5	40-41	46-48	185,83 €	223,00 €
476C00=SK633	Terra, 43,0 × 40,5	42-43	37-39	185,83 €	223,00 €
476C00=SK638	Terra, 43,0 × 43,0	42-43	40-42	185,83 €	223,00 €
476C00=SK607	Terra, 43,0 × 45,5	42-43	43-45	185,83 €	223,00 €
476C00=SK634	Terra, 43,0 × 50,5	42-43	46-48	185,83 €	223,00 €
476C00=SK603	Terra, 45,5 × 40,5	44-47	37-39	185,83 €	223,00 €
476C00=SK639	Terra, 45,5 × 43,0	44-47	40-42	185,83 €	223,00 €
476C00=SK602	Terra, 45,5 × 45,5	44-47	43-45	185,83 €	223,00 €
476C00=SK635	Terra, 45,5 × 50,5	44-47	46-48	185,83 €	223,00 €
476C00=SK636	Terra, 50,5 × 40,5	48-52	37-39	185,83 €	223,00 €
476C00=SK605	Terra, 50,5 × 45,5	48-52	43-45	185,83 €	223,00 €
476C00=SK637	Terra, 50,5 × 50,5	48-52	46-48	185,83 €	223,00 €
476C00=SA620	Tailles spéciales 50,5 x 43			Nous consulter	

**Housse de rechange pour coussin Terra**


477C00=SV60X	Housse de rechange			108,33 €	130,00 €
--------------	--------------------	--	--	----------	----------

	<b>Terra Aquos</b> (poids max. utilisateur = 150 kg) - Code LPP 4375116 = 34,90 €				
	<b>Hauteur fonctionnelle:</b> Creux de la cuisse: 6 cm - Zone ischiatique: 7 cm - Côté latéral: 9.5 cm Ce coussin est conçu pour assurer un soulagement maximal au niveau des zones de pression. La base en mousse de forme anatomique permet de définir le positionnement de l'utilisateur: positionnement stable grâce à un maintien central et latéral, soulagement du bassin et support du trochanter favorisés par le renforcement au niveau du bassin. La housse en tissu Dartex est extensible, offre un grand confort d'assise et convient aux utilisateurs incontinents. Ce coussin contient également un rembourrage en LiquiCell qui favorise la réduction des forces de cisaillement.				

**Coussin complet avec housse**

Référence	Description	largeur du fauteuil (cm)	profondeur du fauteuil (cm)	Prix Public HT	Prix Public TTC
476C00=SK681	Terra Aquos, 35,5 × 35,5	35-37	34-36	202,50 €	243,00 €
476C00=SK658	Terra Aquos, 35,5 × 40,5	35-37	37-39	202,50 €	243,00 €
476C00=SK656	Terra Aquos, 38,0 × 40,5	38-39	37-39	202,50 €	243,00 €
476C00=SK651	Terra Aquos, 40,5 × 40,5	40-41	37-39	202,50 €	243,00 €
476C00=SK690	Terra Aquos, 40,5 × 43,0	40-41	40-42	202,50 €	243,00 €
476C00=SK654	Terra Aquos, 40,5 × 45,5	40-41	43-45	202,50 €	243,00 €
476C00=SK682	Terra Aquos, 40,5 × 50,5	40-41	46-48	202,50 €	243,00 €
476C00=SK683	Terra Aquos, 43,0 × 40,5	42-43	37-39	202,50 €	243,00 €
476C00=SK688	Terra Aquos, 43,0 × 43,0	42-43	40-42	202,50 €	243,00 €


Coussin complet avec housse						
Référence	Description	largeur du fauteuil (cm)	profondeur du fauteuil (cm)	Prix Public HT	Prix Public TTC	
476C00=SK657	Terra Aquos, 43,0 x 45,5	42-43	43-45	202,50 €	243,00 €	
476C00=SK684	Terra Aquos, 43,0 x 50,5	42-43	46-48	202,50 €	243,00 €	
476C00=SK653	Terra Aquos, 45,5 x 40,5	44-47	37-39	202,50 €	243,00 €	
476C00=SK689	Terra Aquos, 45,5 x 43,0	44-47	40-42	202,50 €	243,00 €	
476C00=SK652	Terra Aquos, 45,5 x 45,5	44-47	43-45	202,50 €	243,00 €	
476C00=SK685	Terra Aquos, 45,5 x 50,5	44-47	46-48	202,50 €	243,00 €	
476C00=SK686	Terra Aquos, 50,5 x 40,5	48-52	37-39	202,50 €	243,00 €	
476C00=SK655	Terra Aquos, 50,5 x 45,5	48-52	43-45	202,50 €	243,00 €	
476C00=SK687	Terra Aquos, 50,5 x 50,5	48-52	46-48	202,50 €	243,00 €	
476C00=SA660	Tailles spéciales 50,5 x 43				Nous consulter	
Housse de rechange pour coussin Terra Aquos						
477C00=SV65X	Housse de rechange			133,33 €	160,00 €	

	<b>Terra Flair</b> (poids max. utilisateur = 150 kg) - Code LPP 4375116 = 34,90 €					
	<b>Hauteur fonctionnelle:</b> Creux de la cuisse: 6 cm - Zone ischiatique: 7 cm - Côté latéral: 9.5 cm Ce coussin comprend une base en mousse anatomique à mémoire de forme offrant un positionnement stable des jambes grâce à un maintien médial et latéral des cuisses. A l'arrière du coussin d'assise, la base en mousse est combinée à un rembourrage ROHO haut à flottaison sèche*, gonflable, qui protège de façon optimale les saillies osseuses les plus sensibles et permet une répartition homogène du poids sans forces de cisaillement. La housse Dartex est bi-extensible et déperlante et convient aux utilisateurs incontinents.					

Coussin complet avec housse						
Référence	Description	largeur du fauteuil (cm)	profondeur du fauteuil (cm)	Prix Public HT	Prix Public TTC	
476C00=SK878	Terra Flair, 35,5 x 40,5	35-37	37-39	412,50 €	495,00 €	
476C00=SK876	Terra Flair, 38,0 x 40,5	38-39	37-39	412,50 €	495,00 €	
476C00=SK871	Terra Flair, 40,5 x 40,5	40-41	37-39	412,50 €	495,00 €	
476C00=SK879	Terra Flair, 40,5 x 43,0	40-41	40-42	412,50 €	495,00 €	
476C00=SK874	Terra Flair, 40,5 x 45,5	40-41	43-45	412,50 €	495,00 €	
476C00=SK882	Terra Flair, 40,5 x 50,5	40-41	46-48	412,50 €	495,00 €	
476C00=SK883	Terra Flair, 43,0 x 40,5	42-43	37-39	412,50 €	495,00 €	
476C00=SK888	Terra Flair, 43,0 x 43,0	42-43	40-42	412,50 €	495,00 €	
476C00=SK877	Terra Flair, 43,0 x 45,5	42-43	43-45	412,50 €	495,00 €	
476C00=SK884	Terra Flair, 43,0 x 50,5	42-43	46-48	412,50 €	495,00 €	
476C00=SK873	Terra Flair, 45,5 x 40,5	44-47	37-39	412,50 €	495,00 €	
476C00=SK889	Terra Flair, 45,5 x 43,0	44-47	40-42	412,50 €	495,00 €	
476C00=SK872	Terra Flair, 45,5 x 45,5	44-47	43-45	412,50 €	495,00 €	
476C00=SK885	Terra Flair, 45,5 x 50,5	44-47	46-48	412,50 €	495,00 €	
476C00=SK886	Terra Flair, 50,5 x 40,5	48-52	37-39	412,50 €	495,00 €	
476C00=SK875	Terra Flair, 50,5 x 45,5	48-52	43-45	412,50 €	495,00 €	
476C00=SK887	Terra Flair, 50,5 x 50,5	48-52	46-48	412,50 €	495,00 €	
476C00=SA880	Tailles spéciales 35,5 x 40,5				Nous consulter	
476C00=SA880	Tailles spéciales 50,5 x 43				Nous consulter	


\* le principe de la flottaison sèche permet une répartition homogène du poids sans forces de cisaillement

Housse de rechange pour coussin Terra Flair						
477C00=SV87X	Housse de rechange			120,83 €	145,00 €	

	<b>Cubic Foam</b> (poids max. utilisateur = 150 kg) - Code LPP 4375116 = 34,90 €		Prix Public HT	Prix Public TTC
	<b>Référence: 476C00=SK100</b> <b>Hauteur fonctionnelle:</b> Creux de la cuisse: 5 cm - Zone ischiatique: 5 cm Grâce à sa structure cubique, ce coussin contribue à améliorer la répartition de la pression, réduisant les risques de cisaillements. Cette structure cubique favorise la circulation de l'air et améliore ainsi la qualité de l'assise.		104,17 €	125,00 €


<b>Housse de recharge pour coussin Cubic Foam</b>			
477C00=SV110	Housse de recharge	54,17 €	65,00 €

● taille standard		<b>Largeur d'assise (mm)</b>																	
■ taille sur mesure		260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580	600
Profondeur d'assise (mm)	280	●	●	●	●	●	●												
	300	●	●	●	●	●	●												
	320	●	●	●	●	●	●												
	340	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
	360	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
	380	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
	400				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	420				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	440				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	460				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	480				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	500														●	●	●	●	●
	520														●	●	●	●	●
540														●	●	●	●	●	

	<b>ConturGel</b> (poids max. utilisateur = 150 kg) - Code LPP 4375116 = 34,90 €		Prix Public HT	Prix Public TTC
	<b>Référence: 476C00=SK300</b> <b>Hauteur fonctionnelle:</b> Devant: 10 cm - Derrière: 6 cm Ce coussin est composé de l'association d'une mousse moulée double épaisseur avec une dernière couche en Technogel. Grâce aux repose-jambes découpés, les cuisses bénéficient également d'une répartition efficace de la pression. L'inclinaison d'assise intégrée améliore le positionnement et réduit le risque de «glisser vers l'avant». La couche intermédiaire en mousse synthétique augmente la surface d'appui et vise à réduire la pression. La dernière couche en Technogel diminue les forces de cisaillements.		195,83 €	235,00 €

<b>Housse de recharge pour coussin ConturGel</b>			
477C00=SV310	Housse de recharge	75,00 €	90,00 €

● taille standard											
		280	300	320	340	360	380	400	420	440	460
Profondeur d'assise (mm)	280	●	●								
	300	●	●								
	320	●	●	●	●						
	340			●	●						
	360				●	●	●	●			
	380						●	●			
	400						●	●	●	●	
	420								●	●	
	440								●	●	●
460										●	●
480										●	●

	<b>Evolight</b> (poids max. utilisateur = 125 kg; jusqu'à 180kg possible sur avis médical) <b>Code LPP 4375116 = 34,90 €</b>		
	<b>Référence: 476C00=SK350</b> <b>Hauteur fonctionnelle:</b> Creux de la cuisse: 6 cm - Zone ischiatique: 6 cm La structure multi-cubes de ce coussin permet de mieux répartir la pression et de réduire avec efficacité les forces de cisaillement. Deux couches de tissu d'isolation (une placée au-dessus de la structure multi-cubes et l'autre cousue dans le tissu de la housse) assurent une excellente circulation de l'air ainsi qu'une évaporation de l'humidité pour un meilleur confort de l'utilisateur. L'association de ces deux matières fait de ce modèle un des coussins les plus légers dans le traitement prophylactique et thérapeutique des escarres.	<b>Prix Public HT</b>	<b>Prix Public TTC</b>
		<b>204,17 €</b>	<b>245,00 €</b>

<b>Housse de rechange pour coussin Evolight</b>			
<b>477C00=SV351</b>	<b>Housse de rechange</b>	<b>116,67 €</b>	<b>140,00 €</b>

		Largeur d'assise (mm)																				
		260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580	600	610	620	
Profondeur d'assise (mm)	280	●	●	●	●	●	●															
	300	●	●	●	●	●	●															
	320	●	●	●	●	●	●															
	340	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●									
	360	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
	380	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
	400				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	420				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	440				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	460				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	480				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	500														●	●	●	●	●	●	●	●
	520														●	●	●	●	●	●	●	●
540														●	●	●	●	●	●	●	●	
560														●	●	●	●	●	●	●	●	

● taille standard      ■ taille sur mesure