

DEVIS

COMMANDE

N° CLIENT

TAMPON DE LA SOCIÉTÉ

Poids maximum utilisateur : 160 kg

Poids du fauteuil à partir de : 17,5 kg

Garantie 2 ans

- + Châssis aluminium
- + Repose-pieds séparés avec palettes en composite réglables en angle
- + Palier de roues arrière renforcé à 12 positions
- + Double croisillon 4 branches, toile noire
- + Accoudoirs réglables en hauteur
- + Roues motrices et tubes de dossier renforcés
- + Hauteur de dossier réglable de 40 à 47,5cm



Innov XXL

01

Modèle

◇ : configuration standard
○ : options sans supplément de prix

480F53=40000_K		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC	CODE LPP	MONTANT LPP
MD 09	Innov XXL dossier fixe à courbure lombaire	957,35€	1 010,00€	9161549	558,99€
MD 58	Barre stabilisatrice de dossier	◇	◇		

02

Assise

◇ : configuration standard
○ : options sans supplément de prix

Largeur d'assise en cm (SB)	43	45,5	48	50,5	53	55,5	58					
Prof. d'assise en cm (ST)	43	46	49									
Hauteur d'assise avant en cm	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
Hauteur d'assise arrière en cm	38	41	44	47	50							

> Hauteur assise avant

Fourche courte

		PLAGE DE RÉGLAGE
TAILLE	5"	40 - 44 cm
	5,5"	42 - 44 cm
ROUES	6"	43 - 45 cm
	7"	45 - 47 cm




> Hauteur assise avant

Fourche longue

		PLAGE DE RÉGLAGE
TAILLE	5"	44 - 47 cm
	5,5"	44 - 48 cm
ROUES	6"	45 - 49 cm
	7"	47 - 50 cm
	8"	48 - 51 cm

> Hauteur assise arrière

POSITION DE MONTAGE	TAILLE ROUES AR	
	22"	24"
1	38	41
2	41	44
3	44	47
4	47	50



A B C

Frein pour utilisateur et pour accompagnateur : incompatible en combinaison avec roues motrices (AR) avec frein à tambour.

Accoudoirs crantés ME10 possibles uniquement en combinaison avec roues AR (motrices) 24" pour une hauteur d'assise arrière supérieure ou égale à 41 cm, ou en combinaison avec roues AR (motrices) 22" pour une hauteur d'assise arrière supérieure ou égale à 38 cm.

Accoudoirs standards ME01 possibles uniquement en combinaison avec roues AR (motrices) 24" pour une hauteur d'assise arrière supérieure ou égale à 41 cm, ou en combinaison avec roues AR (motrices) 22" pour une hauteur d'assise arrière supérieure ou égale à 38 cm.

Montage de la barre stabilisatrice de dossier : incompatible avec un appui-tête complet

Accoudoirs crantés ME10 sont incompatibles avec montage gouttière si hauteur d'assise de moins de 46 cm (fourches longues, roues arrière 24", roues avant 5,5" minimum impératives).

Pour tout autre modèle d'accessoires, veuillez vous reporter au catalogue des accessoires.

Toile d'assise

MC 13 Standard

PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
◇	◇

Coussins d'assise

MC 01 Coussin d'assise noir standard (épaisseur 5 cm)

CODE LPP	MONTANT LPP	PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
9362377	34,90€	87,20€	92,00€

03 Dossier

◇ : configuration standard
O : options sans supplément de prix

Hauteur de dossier en cm

40 42,5 45 47,5

Toile de dossier

MD 04 Standard

MD 05 Réglable en tension

CODE LPP	MONTANT LPP	PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
		◇	◇
9362377	34,90€	75,83€	80,00€

Poignées

MD 51 Standard - Uniquement avec MD09 et MD10

MD 52 Poignées accompagnateur réglables en hauteur

PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
◇	◇
165,88€	175,00€

04 Protège-vêtements / Accoudoirs

◇ : configuration standard
O : options sans supplément de prix

ME 01 Accoudoirs arrondis et relevables avec manchette de 300 mm, montage court

ME 01 Accoudoirs arrondis et relevables avec manchette de 300 mm, montage long

ME 03 Accoudoirs amovibles avec manchettes réglables en hauteur

ME 05 Accoudoirs arrondis et relevables avec manchette de 300 mm, réglables en hauteur

ME 06 Accoudoirs arrondis et relevables avec manchette de 365 mm, montage court

ME 06 Accoudoirs arrondis et relevables avec manchette de 365 mm, montage long

ME 10 Accoudoirs crantés et relevables avec appui pour faciliter les transferts

PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
◇	◇
◇	◇
O	O
113,74€	120,00€
O	O
O	O
O	O



05 Repose-jambes

◇ : configuration standard
○ : options sans supplément de prix




Longueur des tubes de potence (sans le coussin d'assise)

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
MB 40	Court (réglage de 27 à 40cm)	○	○
MB 41	Moyen (réglage de 32 à 47cm)	◇	◇
MB 42	Long (réglage de 42 à 47cm) - NC MB10	○	○

Longueur des jambes (sans le coussin d'assise)

Longueur de tibia (UL) en cm (réglage possible de 27 à 47cm)
Indiquez l'épaisseur du coussin même si celui-ci n'est pas livré par Otto Bock. cm

Repose-pieds / Repose-jambes

	CODE LPP	MONTANT LPP	PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
MB 10	Repose-pieds séparés, palette en composite réglable en angle		◇	◇
MB 03	Palette monobloc, aluminium - UL > 30cm 		108,06€	114,00€
MB 25	2 x 9362331	2 x 105,76€ 	200,49€	211,52€
MB 26	9362331	105,76€	100,25€	105,76€
MB 27	9362331	105,76€	100,25€	105,76€
MB 21	Repose-moignon droit avec potence standard à gauche - UL > 29cm - poids max 125kg		102,37€	108,00€
MB 22	Repose-moignon gauche avec potence standard à droite - UL > 29cm - poids max 125kg		102,37€	108,00€
MB 23	Repose-moignon, la paire - poids max 125kg		200,95€	212,00€
MB 72	Talonnères - NC MB03 - UL > 36cm 		26,54€	28,00€



06 Roues motrices

◇ : configuration standard
○ : options sans supplément de prix

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
MG 01	22"	○	○
MG 02	24"	◇	◇
Position horiz. de la roue arrière	A B C		

Jantes arrière

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
MG 05	Standard	◇	◇
MG 80	Avec frein à tambours, pour accompagnateur - NC accessoires de châssis	392,42€	414,00€

Flasques

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
MG 90	Flasques, transparent	124,17€	131,00€
MG 95	Flasques, Décor 	199,05€	210,00€



Pneus

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
MG 30	Pneus à air 1" 3/8"	◊	◊
MG 35	Bandages largeur 1" 3/8"	o	o

Mains courantes

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
MG 52	Aluminium anodisé	◊	◊
MG 56	Inox poli, grand diamètre	48,34€	51,00€

Accessoires roues arrière

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
MG 84	Revêtement silicone pour main courante - Uniquement avec MG02	93,84€	99,00€
MG 87	Pompe haute pression, 14 bars	101,42€	107,00€
MG 88	Pompe Airman électrique rechargeable	165,88€	175,00€

07

Roues directrices

◊ : configuration standard
o : options sans supplément de prix

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
MF 03	5" bandages (130 x 33mm)	o	o
MF 04	5,5" bandages larges souples (140 x 40mm)	o	o
MF 06	6" bandages (150 x 27mm)	o	o
MF 07	7" à pneus (180 x 45mm)	o	o
MF 08	7" bandages (180 x 45mm)	o	o
MF 09	8" pneumatiques (fourches longues conseillées) (200 x 30mm)	o	o
MF 12	8" pneumatiques larges (fourches longues conseillées) (200 x 50mm)	o	o
MF 10	8" bandages (fourches longues conseillées) (200 x 30mm)	o	o
MF 13	8" bandages larges (fourches longues conseillées) (200 x 50mm)	o	o

Fourches

PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
◇	◇
○	○

MF 80 Longues - 165 mm

MF 81 Courtes - 125 mm - NC Roues 8"



08 Freins

◇ : configuration standard
○ : options sans supplément de prix

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
MH 01	Freins standards	◇	◇
MH 06	Freins à double commande pour utilisateur et accompagnateur	208,53€	220,00€
MH 10	Rallonge de leviers de freins, emboîtables	24,64€	26,00€

09 Accessoires de châssis

◇ : configuration standard
○ : options sans supplément de prix

		CODE LPP	MONTANT LPP	PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
MA 50	Roulettes de transit			52,13€	55,00€
MA 57	Porte-canne droit - NC MA50			25,59€	27,00€
MA 58	Porte-canne gauche - NC MA50			25,59€	27,00€
MA 61	Anti-bascule pendulaire droit - NC MA50			39,81€	42,00€
MA 62	Anti-bascule pendulaire gauche - NC MA50			39,81€	42,00€
MZ 51	Ceinture de sécurité à fermeture métallique			59,72€	63,00€
MZ 53	Appui-tête, tige et kit de montage - Poids utilis. max 125kg	9362294	63,41 €	303,32€	320,00€



10 Coloris de châssis

◇ : configuration standard
○ : options sans supplément de prix

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC			PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
002	Anthracite métallique	○	○	003	Noir profond	○	○
004	Bleu glace	○	○	016	Gris clair métallique	○	○
020	Bleu nuit	○	○	023	Blanc neige	○	○

En cas d'incompatibilité entre certaines options, le service client prendra contact avec vous.



MD 58 Barre stabilisatrice de dossier



ME 05 Accoudoirs arrondis et relevables




MB 03 Palette monobloc, aluminium



MB 25 Repose-jambes réglables en inclinaison



MB 72 Talonnières



MG 95 Flasques, Décor



MA 50 Roulettes de transit



MA 62 Anti-bascule pendulaire gauche



MZ 53 Appui-tête