

DEVIS

COMMANDE

N° CLIENT

TAMPON DE LA SOCIÉTÉ

Poids maximum utilisateur : 140 kg

Poids du fauteuil à partir de : 107 kg

Fauteuil garanti 2 ans / Batteries 1 an

- + Version propulsion ou 6 roues
- + Electronique R'Net LED Light (120A)
- + Vitesse 10km/h, moteurs 300W, batteries AGM 60,4Ah
- + Accoudoirs réglables en haut. et en prof., en continu
- + Assise standard avec coussin et repose-jambes
- + Inclinaison d'assise 45° et dossier électrique 30° réglable en tension, rabattable sur l'assise sans outils
- + Largeur hors tout: 60cm
- + Roues av. 9" ou 10", roues motrices 14"
- + Version 6 roues: roues av. 6", roues motrices 14"
- + Appui-tête



Photo non contractuelle - B5 avec options

Juvo B5 One AA2

01 Modèle

◇ : configuration standard
 ○ : options sans supplément de prix

490E75=0_AJXX_C		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC	CODE LPP	MONTANT LPP	PCH
AJ13_C EA 005/007	Juvo B5 One AA2 roues arrière motrices (propulsion)	6 350,71€	6 700,00€	9161584	3 938,01€	3 938,01€
AJ14_C EA 006/007	Juvo B5 One AA2 roues centrales motrices	7 109,00€	7 500,00€	9161584	3 938,01€	3 938,01€
ET 012	Vitesse 6 km/h	○	○			
ET 013	Vitesse 7,2 km/h	○	○			
ET 014	Vitesse 10 km/h - Poids utilis. max 100kg	○	○			

Poids de l'utilisateur

70kg 75kg 90kg 100kg 113kg 125kg 140kg Information pour le réglage des amortisseurs

Hauteur d'assise (sans le coussin d'assise)

47cm 49cm 51cm 53cm 55cm 57cm

Longueur des jambes (sans le coussin d'assise)





Longueur de tibia (UL) en cm (réglage possible de 15 à 54cm)
 Indiquez l'épaisseur du coussin même si celui-ci n'est pas livré par Otto Bock. cm

02 Inclus en Standard

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
EU 079	R'Net LED Light (120A) + module de vérin (EU056) 	◇	◇
ET 016	Moteurs performance 300W - 4 pôles	◇	◇
EC 002	Petite assise standard Largeur 38 40 42 - Profondeur 38 40 42 44 46 	◇	◇
EC 003	Grande assise standard Largeur 44 46 48 - Profondeur 42 44 46 48 50	◇	◇
EC 012	Coussin assise noir standard (épaisseur 5 cm)	◇	◇
ED 033	Toile de dossier réglable en tension	◇	◇
EL	Appui-tête, large (EL007) et support appui-tête multi axes, ouvert (EL002)	◇	◇
EC 025	Bascule d'assise électrique à 45° avec compensation du centre de gravité - 	◇	◇
ED 047	Dossier électrique 30°, rabattable sur l'assise	◇	◇
EE 023	Accoudoirs standards, réglables en hauteur mécaniquement, en continu	◇	◇
EB 002/007	Repose-jambes mécaniques avec palettes individuelles, aluminium (EB002/007) - NC UL <21cm	◇	◇
EU 071	Pantographe escamotable latéralement, ajustable en hauteur sur 10cm droit gauche	◇	◇
EG	Roues motrices 14" (EG001), gris (EG011), rainurées (EG013)	◇	◇
EF	Roues directrices 6" PU Perf. (EF009 - version 6 roues) - 9" pneu (EF005) - 10" pneu (EF007)	◇	◇
EF	Propulsion: sans amortisseurs à l'avant (EF002) - 6 roues: amortisseurs à l'avant (EF001)	◇	◇
EU 036	Batteries AGM Hybride 60,4Ah (C20) / 56Ah (C5)	◇	◇
EU 041	Chargeur de batteries 8A	◇	◇
EP 001	Ceinture standard	◇	◇
002	Coloris châssis Anthracite métallique	◇	◇
003	Coloris châssis Noir profond	◇	◇
004	Coloris châssis Bleu glace	◇	◇
005	Coloris châssis Orange métallique	◇	◇
009	Coloris châssis Pourpre métallique	◇	◇
012	Coloris châssis Bleu métallique	◇	◇
013	Coloris châssis Noir mat	◇	◇
014	Coloris châssis Rouge cardinal	◇	◇
016	Coloris châssis Gris clair métallique	◇	◇
017	Coloris châssis Jaune vif	◇	◇
018	Coloris châssis Rouge vif	◇	◇
021	Coloris châssis Vert pomme métallique	◇	◇
022	Coloris châssis Blanc crème	◇	◇
023	Coloris châssis Blanc neige	◇	◇
027	Coloris châssis Gris titane	◇	◇
037	Coloris châssis Rose RAL 4010	◇	◇
SBK	Coloris châssis Couleurs spéciales	236,97€	250,00€



03 Options payantes

					PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
ES 002	Kit de transport en véhicule avec utilisateur				189,57€	200,00€
EC 020	Assise contour plat (épaisseur 7 cm)				189,57€	200,00€
EC 021	Assise contour incurvé (épaisseur 9 cm)				189,57€	200,00€
EC	Revêtement tissu (EC022) Simili cuir (EC023)				0	0
EC 024	Revêtement incontinence				37,91€	40,00€
ED 034	Dossier avec contour plat (réduction de la prof. assise de 2cm) Dossier <u>AVEC PLAQUE</u> , non réglable				251,18€	265,00€
ED 035	Dossier avec contour incurvé (réduction de la prof. assise de 2cm) Dossier <u>AVEC PLAQUE</u> , non réglable				251,18€	265,00€
ED	Revêtement tissu (ED037) Simili cuir (ED038)				0	0
EU 053/056	R'Net TEN° (120A) - fonctions Bluetooth et Infrarouge intégrées + module de vérin 4 fonctions Bluetooth max. Compatible Apple, Android, Windows Phone.				1 279,62€	1 350,00
EC 027	Bascule d'assise électrique à 45° avec compensation du centre de gravité + lift électrique ajustable en hauteur jusqu'à 35cm - A partir hauteur ass. 47cm				2 265,40€	2 390,00€
EE 024	Accoudoirs relevables non rapportés au dossier - Uniquement pour assise 42cm, 48cm, 54cm et 56cm Avec assise standard, réglage de la largeur d'assise non possible				156,40€	165,00€
EB	Repose-jambes électriques avec palettes individuelles, aluminium (EB003/007) - NC UL <21cm				1 184,83€	1 250,00€
EB 010	Protections genoux pour repose-jambes mécaniques et électriques - NC EB001				142,18€	150,00€
EU 057	Commande tierce personne droit gauche LPP: 9384775 - 714,26€				677,02€	714,26€
EF 006	Roues directrices 9" bandage				66,35€	70,00€
EF 008	Roues directrices 10" bandage				66,35€	70,00€
EG 002	Roues motrices 14" bandage				85,31€	90,00€
EF 001	Avec amortisseurs à l'avant (version propulsion)				71,09€	75,00€
ES 013	Préparation pour système d'arrimage DAHL				142,18€	150,00€
ES 021	Kit éclairage				464,45€	490,00€
EF 021	Monte-trottoirs				360,19€	380,00€



En cas d'incompatibilité entre certaines options, le service client prendra contact avec vous.