

DEVIS

COMMANDE

N° CLIENT

TAMPON DE LA SOCIÉTÉ

Poids maximum utilisateur : 30 kg (taille 1) / 40 kg (taille 2)

Poids à partir de : 18 kg

Garantie 2 ans

- + Centrage automatique des guides pelviens
- + Mécanisme de transfert de poids dynamique
- + Facilite le mouvement vertical par le biais d'un ressort réglable en tension
- + Angle du mât ajustable
- + Jantes composite à 5 rayons à démontage rapide réglable sur 3 positions
- + Roulette anti-basculé, freins, roulettes lumineuses dirigeables
- + Appui lombaire
- + Châssis en 2 parties pour faciliter le transport



Photo non contractuelle

# KidWalk


01

## Modèle

	PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC	CODE LPP	MONTANT LPP
420R119=20002 420R119=20003 KidWalk I - taille 1 avec roues 20", jantes composite, 5 rayons, noir Support de hanche: I 22.8cm; P 15.2cm Hauteur entrejambe max 55cm Couleur du cadre:   Rose    Bleu	3 336,49€	3 520,00€	6261486 6285044	382,19€
420R119=30002 420R119=30003 KidWalk II - taille 2 avec roues 24", jantes composite, 5 rayons, noir Support de hanche: I 30.4cm; P 17.7cm Hauteur entrejambe max 70cm Couleur du cadre:   Rose    Bleu	4 094,79€	4 320,00€		


02

## Accessoires de roues

	PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
421F119=SK002    Verrouillage roue directionnelle uniquement en utilisation avec 421F119=SK005 	349,76€	369,00€
421F119=SK005    Roue de transit avant	529,86€	559,00€
421F119=PK003    Système anti-recul	441,71€	466,00€





## 03 Maintien thoracique

			PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
421K119=SK001	Système de soutien thoracique rigide taille 1 (l 26.6cm - P 16.4cm)		635,07€	670,00€
421K119=SK002	Système de soutien thoracique rigide taille 2 (l 36.7cm - P 21.5cm)		635,07€	670,00€
421P119=ST001	Sangle thoracique souple capitonnée - NC avec système de soutien thoracique rigide		336,49€	355,00€



## 04 Appui-tête (inclus support appui-tête)


		CODE LPP	MONTANT LPP	PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
421L119=ST005	Appui-tête plat rembourré (H7.6cm - l 10cm)			270,14€	285,00€
421L119=SK001	Appui-tête ergonomique petit (H10cm - l15cm)		6285021	35,06€	421,80€
421L119=SK002	Appui-tête ergonomique moyen (H12.7cm-l20.5cm)				482,46€
421L119=SK003	Support appui-tête pour appui-tête i2i (appui-tête non inclus)			421,80€	445,00€



## 05 Selle

			PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
421C119=SK002	Selle standard taille 1		140,28€	148,00€
421C119=SK006	Selle standard taille 2		318,48€	336,00€
421C119=SK001	Selle large et grande (l 7.5cm - L 20.3cm)		262,56€	277,00€
421C119=SK003	Extension de selle taille 1 S (hauteur du côté: 10.1cm)		426,54€	450,00€
421C119=SK013	Extension de selle taille 2 S (hauteur du côté: 10.1cm)		426,54€	450,00€
421C119=SK004	Extension de selle taille 1 M (hauteur du côté: 15.2cm)		426,54€	450,00€
421C119=SK014	Extension de selle taille 2 M (hauteur du côté: 15.2cm)		426,54€	450,00€
421C119=SK005	Extension de selle taille 1 L (hauteur du côté: 20.3cm)		426,54€	450,00€
421C119=SK015	Extension de selle taille 2 L (hauteur du côté: 20.3cm)		426,54€	450,00€
421C119=SK007	Extension de selle taille 1 XL (hauteur du côté: 30.3cm)		597,16€	630,00€
421C119=SK017	Extension de selle taille 2 XL (hauteur du côté: 30.3cm)		597,16€	630,00€
421N119=PK001	Pelottes latérales		132,70€	140,00€




		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
421B119=SK001	Sangles élastiques pour les jambes (aide l'utilisateur au mouvement de sens en marchant)	187,68€	198,00€
421B119=SK002	Guide de cheville sur glissière taille 1 	367,77€	388,00€
421B119=SK004	Guide de cheville sur glissière taille 2	365,88€	386,00€
421B119=SK003	Sangles des membres inférieurs (seulement en combinaison avec l'extension de selle pour les tailles M, L et XL)	248,34€	262,00€



En cas d'incompatibilité entre certaines options, le service client prendra contact avec vous.

## Informations

Mesures de l'utilisateur	A inscrire ci-dessous
Hauteur d'assise – Hauteur de l'entrejambe (UL) (1)	
Largeur des hanches (2)	
Largeur du thorax (3)	
Hauteur des aisselles (4)	
Profondeur du thorax (5)	
Profondeur des hanches (6)	



### Données techniques

	KidWalk I	KidWalk II
Age	1 – 7 ans	5 – 12 ans
Poids max utilisateur	30 kg	40 kg
Hauteur d'assise – Hauteur de l'entrejambe (UL) (1)	279 – 550 mm	375 – 700 mm
Largeur des hanches (2)	145 – 235 mm	180 – 290 mm
Largeur du thorax (3)	165 – 255 mm	220 – 370 mm
Hauteur des aisselles (4)	245 – 410 mm	300 – 560 mm
Profondeur du thorax (5)	102 – 165 mm	140 – 216 mm
Profondeur des hanches (6)	89 – 152 mm	127 – 178 mm
Largeur du cadre	600 mm	688 mm
Longueur du cadre	675 mm	800 mm
Hauteur du mât de fixation	825 mm	930 mm
Longueur hors-tout	825 – 875 mm	900 – 950 mm
Roues	500 mm	600 mm
Roulettes	100 mm	125 mm
Rembourrage	Nylon noir	Nylon noir



421F119=SK002  
Verrouillage roue directionnelle



421F119=SK005  
Roue de transit avant



421K119=SK001/02 Syst. de  
soutien thoracique rigide T1 ou T2




421P119=ST001 Sangle  
thoracique souple capitonnée



421L119=ST005  
Appui-tête plat rembourré



421L119=SK001/02 Appui-tête  
ergonomique petit ou moyen



421L119=SK003 Support appui-  
tête pour appui-tête i2i




421C119=SK002/06  
Selle standard taille 1 ou 2



421C119=SK001  
Selle large et grande



421C119=SK00\_  
Extension de selle taille S à L




421N119=PK001  
Pelottes latérales



421B119=SK001 Sangles  
élastiques pour les jambes



421B119=SK002/04 Guide de  
cheville sur glissière T1 ou T2



421B119=SK003  
Sangles des membres inférieurs