

## Equipement de série :

Poussette pliable en aluminium, légère et stable offrant de multiples possibilités de réglages :

### Lisa Taille 1 pour enfants de 3 à 8 ans

- Largeur d'assise (avec/sans rembourrage) : 36/32 cm, ajustable avec cales optionnelles
- Profondeur d'assise évolutive de 30 ou 35 cm
- Hauteur de la palette repose-pieds de 27 à 40 cm
- Inclinaison du dossier : 30° en 4 paliers de 7,5°
- Roues à roulements à billes
- Poids : 13,6 kg
- TVA appliquée à 5,50 %
- Ceinture de sécurité

### Lisa Taille 2 pour enfants de 6 à 16 ans

- Largeur d'assise (avec/sans rembourrage) : 41/37 cm, ajustable avec cales optionnelles
- Profondeur d'assise évolutive de 35 ou 40 cm
- Hauteur de la palette repose-pieds de 27 à 40 cm
- Inclinaison du dossier : 30° en 4 paliers de 7,5°
- Roues à roulements à billes
- Poids : 14,6 kg
- TVA appliquée à 5,50%
- Ceinture de sécurité

# Lisa

## Taille 1 et Taille 2

Poussette-canne pliante à dossier inclinable



Accroche-taxi livré de série

Taille 1 : Enfants de 3 à 8 ans  
Poids maximum utilisateur : 50 kg

Taille 2 : Enfants de 6 à 16 ans  
Poids maximum utilisateur : 60 kg

Garantie 2 ans

Devis	Commande
<b>Prestation d'assistance Otto Bock</b> (voir conditions commerciales)	
N° client :	Tampon de la société :

◆ : configuration standard    ○ : options sans supplément de prix

Référence		Prix public HT	Prix public TTC	LPP		PCH
				Code	Montant	
HR32130001-027	Lisa, Taille 1, profondeur 30 cm	1 088,15 €	1 148,00 €	4255116	574,21 €	574,21 €
HR32130002-027	Lisa, Taille 1, profondeur 35 cm	1 088,15 €	1 148,00 €	4255116	574,21 €	574,21 €
HR32140001-027	Lisa, Taille 2, profondeur 35 cm	1 088,15 €	1 148,00 €	4255116	574,21 €	574,21 €
HR32140002-027	Lisa, Taille 2, profondeur 40 cm	1 088,15 €	1 148,00 €	4255116	574,21 €	574,21 €

Ceintures		Prix public HT	Prix public TTC	LPP	
				Code	Montant
HR32136100	Harnais 5 points	171,56 €	181,00 €	4328542	96,22 €

Barre de maintien		Prix public HT	Prix public TTC
HR32137800	Barre de maintien Taille 1	84,36 €	89,00 €
HR32147800	Barre de maintien Taille 2	84,36 €	89,00 €
HR32135700-031	Rembourrage barre de maintien Taille 1	48,34 €	51,00 €
HR32145700-031	Rembourrage barre de maintien Taille 2	48,34 €	51,00 €

Accessoires			Prix public HT	Prix public TTC	LPP		PCH
					Code	Montant	
HR32137100-027		Accoudoirs (à commander par 2)	142,18 €	150,00 €			
HR16001102		Buggyboard - planche à roulette accrochée derrière la poussette à l'attention d'un enfant valide	160,19 €	169,00 €			
HR32010080		Sangles de pieds velcro T1	34,12 €	36,00 €			
HR32020080		Sangles de pieds velcro T2	34,12 €	36,00 €			
HR32135200-343		Habillage rembourré multifonctions T1	331,75 €	350,00 €			
HR32145200-343		Habillage rembourré multifonctions T2	341,23 €	360,00 €			
HR32135300-343		Habillage rembourré simple T1	85,31 €	90,00 €			
HR32145300-343		Habillage rembourré simple T2	94,79 €	100,00 €			
HR32137700-031		Appui-tête pour dossier multifonctions réglables Taille 1	240,76 €	254,00 €	4357319	63,47 €	108,64 €
HR32147700-031		Appui-tête pour dossier multifonctions réglables Taille 2	240,76 €	254,00 €	4357319	63,47 €	108,64 €
HR32070060-031		Appui-tête rembourré Taille 1- NC habillage rembourré multifonctions	224,64 €	237,00 €			
HR32086500-031		Appui-tête rembourré Taille 2- NC habillage rembourré multifonctions	224,64 €	237,00 €			
HR32135500-031		Cales latérales à largeur variable pour réduction de la largeur d'assise (4-6-8 cm) (impératif habillage multifonctions) - Taille 1	170,62 €	180,00 €	4331024	2 x 34,92 €	2 x 34,92 €
HR32145500-031		Cales latérales à largeur variable pour réduction de la largeur d'assise (4-6-8 cm) (impératif habillage multifonctions) - Taille 2	170,62 €	180,00 €	4331024	2 x 34,92 €	2 x 34,92 €
HR32137200-031		Plot d'abduction escamotable, Taille 1	180,09 €	190,00 €	4360215	69,84 €	69,84 €
HR32147200-031		Plot d'abduction escamotable, Taille 2	180,09 €	190,00 €	4360215	69,84 €	69,84 €
HR32075800-031		Sangle de cuisse Taille 1 Pour dossier multifonction	104,26 €	110,00 €			
HR32085800-031		Sangle de cuisse Taille 2 Pour dossier multifonction	104,26 €	110,00 €			

Sacs de couchage dans la couleur de l'habillage			Prix public HT	Prix public TTC
HR32200120-343		Sac de couchage "hiver", taille 2 (profondeur assise 34cm)	366,82 €	387,00 €
HR32400120-343		Sac de couchage "hiver", taille 3 (profondeur assise 39cm)	471,09 €	497,00 €

Autres accessoires			Prix public HT	Prix public TTC
481S64=ST005		Sac à dos Otto Bock Reha	53,08 €	56,00 €
HR32135800		Panier souple sous l'assise - Taille 1	106,16 €	112,00 €
HR32145800		Panier souple sous l'assise - Taille 2	106,16 €	112,00 €
HR32136200-094		Capote bleu marine, avec couverture des jambes (protection pluie) transparente	180,09 €	190,00 €
HR32100100-074		Imperméable T1 bleu foncé	73,93 €	78,00 €
HR 32010100-074		Imperméable T2 bleu foncé	73,93 €	78,00 €

En cas d'incompatibilité entre certaines options, le service client prendra contact avec vous.