

DEVIS

COMMANDE

N° CLIENT _____

TAMPON DE LA SOCIÉTÉ _____

Poids maximum utilisateur : 75 kg Junior / 100 kg autres versions

Poids du fauteuil à partir de : 12 kg

Garantie 2 ans

- + Châssis soudé, cage
- + Protège-vêtements soudés
- + Pare-choc amovible
- + Toile d'assise et de dossier ajustable
- + Dossier réglable en hauteur
- + Coussin d'assise pour prof. 30 et 40cm
- + Sangle pelvienne, de genoux, de mollets
- + Roulette anti-bascule réglable en hauteur
- + Roues AR avec axe à démontage rapide, 12mm



Multisport

01

Modèle

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
480S143=00001	Taille S	853,08€	900,00€
480S143=00002	Taille M		
480S143=00003	Taille L		
480S143=00004	Taille XL		
480S143=00005	Taille Junior		

Modèles	Taille Junior	Taille S	Taille M	Taille L	Taille XL
Référence article	480S143=00005	480S143=00001	480S143=00002	480S143=00003	480S143=00004
Couleur du châssis	Or	Vert clair	Rouge	Bleu	Noir
Largeur d'assise	300 mm	300 mm	350 mm	400 mm	450 mm
Profondeur d'assise	300 mm	350/400 mm	350/400 mm	350/400 mm	350/400 mm
Hauteur d'assise avant	470 mm	530 mm	530 mm	530 mm	530 mm
Hauteur d'assise arrière	425 mm	470 mm	470 mm	470 mm	470 mm
Hauteur de dossier	250/275/300 mm	250/300/350 mm	250/300/350 mm	250/300/350 mm	250/300/350 mm
Longueur segment jambier	130 – 425 mm	400/425/450 mm	400/425/450 mm	400/425/450 mm	400/425/450 mm
Carrossage	15°	15°	15°	15°	15°
Taille des roues	24"	26"	26"	26"	26"
Poids max utilisateur	75 kg	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg

En cas d'incompatibilité entre certaines options, le service client prendra contact avec vous.