

N° CLIENT

TAMPON DE LA SOCIÉTÉ

Poids maximum utilisateur : 125 kg

Poids du fauteuil à partir de : 14 kg

Garantie 2 ans

- + Châssis aluminium
- + Accoudoirs, main courante, repose-pieds escamotables
- + Double palette repose-pieds en composite, réglable en angle
- + Dossier fixe
- + Poignées de poussée anti-bactérienne
- + Roues arrière à démontage rapide
- + Châssis argent métallisé



Start M1

Réglage usine

Hauteur de dossier: 42cm modifiable à 40cm

Hauteur d'assise avant: 49cm

Hauteur d'assise arrière: 47cm

Profondeur d'assise: 42cm modifiable à 40cm

Longueur des jambes UL: 42cm

01 V1: roues avant 6"

Dossier fixe à courbure lombaire, roues arrière bandage PU 24"1 3/8", roues avant 6" PU, accoudoirs ajustables en hauteur, poignées de poussée standard

	PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC	CODE LPP	MONTANT LPP
480F74=20101 Largeur 38 cm x profondeur 42 cm	529,85€	558,99€	9161549	558,99€
480F74=20102 Largeur 40,5 cm x profondeur 42 cm				
480F74=20103 Largeur 43 cm x profondeur 42 cm				
480F74=20104 Largeur 45,5 cm x profondeur 42 cm				
480F74=20105 Largeur 48 cm x profondeur 42 cm				
480F74=20106 Largeur 50,5 cm x profondeur 42 cm				
481A53=SK170 Anti-basculé enfichable (l'unité)	0	0		

02 V2: roues avant 8"

Dossier fixe à courbure lombaire, roues arrière bandage PU 24"1 3/8", roues avant 8" PU (200x50mm), accoudoirs ajustables en hauteur, poignées de poussée standard		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC	CODE LPP	MONTANT LPP
480F74=20201	Largeur 38 cm x profondeur 42 cm	529,85€	558,99€	9161549	558,99€
480F74=20202	Largeur 40,5 cm x profondeur 42 cm				
480F74=20203	Largeur 43 cm x profondeur 42 cm				
480F74=20204	Largeur 45,5 cm x profondeur 42 cm				
480F74=20205	Largeur 48 cm x profondeur 42 cm				
480F74=20206	Largeur 50,5 cm x profondeur 42 cm				
481A53=SK170	Anti-basculé enfichable (l'unité)	0	0		

03 V3: roues avant 8" et freins à tambour

Dossier fixe à courbure lombaire, roues arrière bandage PU 24"1 3/8", roues avant 8" PU (200x50mm), accoudoirs ajustables en hauteur, poignées de poussée standard, freins à tambour		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC	CODE LPP	MONTANT LPP
480F74=20301	Largeur 38 cm x profondeur 42 cm	529,85€	558,99€	9161549	558,99€
480F74=20302	Largeur 40,5 cm x profondeur 42 cm				
480F74=20303	Largeur 43 cm x profondeur 42 cm				
480F74=20304	Largeur 45,5 cm x profondeur 42 cm				
480F74=20305	Largeur 48 cm x profondeur 42 cm				
480F74=20306	Largeur 50,5 cm x profondeur 42 cm				
481A53=SK170	Anti-basculé enfichable (l'unité)	0	0		

04 V4: roues avant 8" et options incluses

Dossier fixe à courbure lombaire, roues arrière bandage PU 24"1 3/8", roues avant 8" PU (200x50mm), accoudoirs réglables en hauteur, poignées de poussée standard, dossier réglable en tension, roulette anti-basculé gauche, porte-canne droit, ceinture de sécurité, coussin d'assise standard		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC	CODE LPP	MONTANT LPP
480F74=20401	Largeur 38 cm x profondeur 42 cm	529,85€	558,99€		
480F74=20402	Largeur 40,5 cm x profondeur 42 cm				
480F74=20403	Largeur 43 cm x profondeur 42 cm			9161549	558,99€
480F74=20404	Largeur 45,5 cm x profondeur 42 cm			9362377	34,90€
480F74=20405	Largeur 48 cm x profondeur 42 cm			9362377	34,90€
480F74=20406	Largeur 50,5 cm x profondeur 42 cm				

05 V5: roues avant 8", freins à tambour et options incluses

Dossier fixe à courbure lombaire, roues arrière bandage PU 24"1 3/8", roues avant 8" PU (200x50mm), accoudoirs réglables en hauteur, poignées de poussée standard, dossier réglable en tension, roulette anti-bascule gauche, porte-canne droit, ceinture de sécurité, coussin d'assise standard, freins à tambour		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC	CODE LPP	MONTANT LPP
480F74=20501	Largeur 38 cm x profondeur 42 cm	529,85€	558,99€	9161549 9362377 9362377	558,99€ 34,90€ 34,90€
480F74=20502	Largeur 40,5 cm x profondeur 42 cm				
480F74=20503	Largeur 43 cm x profondeur 42 cm				
480F74=20504	Largeur 45,5 cm x profondeur 42 cm				
480F74=20505	Largeur 48 cm x profondeur 42 cm				
480F74=20506	Largeur 50,5 cm x profondeur 42 cm				

Accessoires non montés

		CODE LPP	MONTANT LPP	PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
481A53=SK170	Anti-bascule enfichable (l'unité)			18,96€	20,00€
481A53=SK065	Porte-canne (l'unité)			22,75€	24,00€
481H74=SK012	Prolongateur de freins (la paire)			24,64€	26,00€
481E74=PK101	Accoudoirs ajustables en hauteur, argent métallisé (la paire)			170,62€	180,00€
481B74=PK162	Repose-jambes pour largeur 38 et 40,5cm (la paire)	2 x 9362331	2 x 105,76€	200,49€	211,52€
481B74=PK163	Repose-jambes pour largeur 43 et 45,5cm (la paire)	2 x 9362331	2 x 105,76€	200,49€	211,52€
481B74=PK164	Repose-jambes pour largeur 48cm (la paire)	2 x 9362331	2 x 105,76€	200,49€	211,52€
481B74=PK165	Repose-jambes pour largeur 50,5cm (la paire)	2 x 9362331	2 x 105,76€	200,49€	211,52€
481B74=PK075	Repose-moignon pour largeur 38 et 48cm (la paire)			255,92€	270,00€
481B74=PK076	Repose-moignon pour largeur 50,5cm (la paire)			255,92€	270,00€

En cas d'incompatibilité entre certaines options, le service client prendra contact avec vous.