

DEVIS

COMMANDE

N° CLIENT

TAMPON DE LA SOCIÉTÉ

Poids maximum utilisateur : 130 kg

Poids du fauteuil à partir de : 14 kg

Garantie 2 ans

- + Châssis aluminium, argent métallisé
- + 1 anti-basculé intégrée avec dossier fixe
- + 2 anti-basculé intégrées avec dossier 30°
- + Accoudoirs ajustables, sur 3 positions, en hauteur mécaniquement
- + Repose-pieds escamotables avec palettes en composite, réglables en angle
- + Toile dossier et assise en nylon noir
- + Croisillon 3 branches dès larg. ass. 45,5cm
- + Poignées de poussée anti-bactérienne
- + Profondeur réglable sans outils



Start M2 Hemi

01

Modèle

480F74=4_AA04_C				PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC	CODE LPP	MONTANT LPP
DOSSIER FIXE							
MD 01	Start M2 Hemi dossier fixe avec DMC et déport de fourche			786,94€	830,22€	9161549	830,22€
MG 83						9362360	
MB 77	DMC	droite	gauche				
MD 01	Start M2 Hemi dossier fixe avec déport de fourche			529,85€	558,99€	9161549	558,99€
MB 77							
MB 50							
DOSSIER INCLINABLE							
MD 10	Start M2 dossier inclinable 30° et rabattable sur l'assise avec barre stabilisatrice de dossier, DMC et déport de fourche			829,27€	874,88€	9161555	874,88€
MG 83						9362360	
MB 77							
MD 58	DMC	droite	gauche				
MD 10	Start M2 dossier inclinable 30° et rabattable sur l'assise avec barre stabilisatrice de dossier et déport de fourche			572,18€	603,65€	9161555	603,65€
MB 77							
MD 58							
MB 50							
	Gouttière	droite	gauche	113,17€	119,39€	9362302	119,39€

02 Assise

◇ : configuration standard
○ : options sans supplément de prix

Largeur d'assise en cm	38 40,5 43 45,5 48 50,5 53 (MA105) NC MG83 - A partir 2 ^{ème} trimestre 2020 Croisillon 3 branches à partir 45,5cm	MA 105	PRIX PUB. HT 18,96€	PRIX PUB. TTC 20,00€								
Prof. d'assise en cm	43 ajustement 40,5cm et 45,5cm sans outils	48 ajustement 48cm et 50,5cm sans outils										
Hauteur de dossier en cm	42,5											
Combinaison roues AV / AR	Hauteur assise avant = hauteur assise arrière											
	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
5" caoutchouc / 22"												
5,5" souple / 24"												
6" PU / 24"												
7" caoutchouc / 24"												
8" PU larges / 24"												

Roues


		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
MF 03	Roues 5" caoutchouc	80,57€	85,00€
MF 04	Roues 5,5" souple	52,13€	55,00€
MF 06	Roues 6" PU - avec DMC, la hauteur assise avant minimum est de 47cm	◇	◇
MF 08	Roues 7" caoutchouc	52,13€	55,00€
MF 13	Roues 8" PU larges	52,13€	55,00€

Coussins d'assise

		CODE LPP	MONTANT LPP	PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
MC 01	Coussin d'assise noir standard (épaisseur 5 cm)	9362377	34,90€	71,09€	75,00€

03 Dossier

◇ : configuration standard
○ : options sans supplément de prix

		CODE LPP	MONTANT LPP	PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
MD 04	Standard			◇	◇
MD 19	Réglable en tension, 5 bandes 	9362377	34,90€	82,46€	87,00€
MD 58	Barre stabilisatrice de dossier - inclus avec MD10			85,31€	90,00€
MD 23	Appui thoracique latéral droit			123,22€	130,00€
MD 24	Appui thoracique latéral gauche			123,22€	130,00€



04 Protège-vêtements / Accoudoirs

◇ : configuration standard
○ : options sans supplément de prix

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
ME 60	Tablette thérapeutique	151,66€	160,00€

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
ME 01	Accoudoirs relevables avec manchette de 300mm. Hauteur mini = 22cm - Hauteur maxi = 24cm	0	0
ME 05	Accoudoirs réglables en hauteur, sans outils, relevables avec manchette de 300mm. Hauteur mini = 25cm - Hauteur maxi = 33cm	90,05€	95,00€

Gouttières Hemi

	CODE LPP	MONTANT LPP	PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
Gouttière hémiplegique au choix avec rotateur	9362302	119,39€	113,17€	119,39€
ME 61	Rotateur élévateur réversible, noir, côté droit		0	0
ME 62	Rotateur élévateur réversible, noir, côté gauche		0	0
ME 70	Gouttière d'une pièce, sans appui-main, longueur 46cm, gauche		0	0
ME 71	Gouttière d'une pièce, sans appui-main, longueur 46cm, droite		0	0
ME 72	Coudière gauche longueur 20,5cm longueur 29cm longueur 35,5cm		0	0
ME 73	Coudière droite longueur 20,5cm longueur 29cm longueur 35,5cm		0	0
ME 74	Appui-main plat gauche longueur 18cm longueur 23cm		0	0
ME 75	Appui-main plat droit longueur 18cm longueur 23cm		0	0
ME 76	Appui-main courbe gauche longueur 20,5cm longueur 23,5cm		0	0
ME 77	Appui-main courbe droit longueur 20,5cm longueur 23,5cm		0	0
ME 78	Appui-main à corne courbe gauche longueur 18cm		0	0
ME 79	Appui-main à corne courbe droit longueur 18cm		0	0
ME 80	Appui-main à corne gauche longueur 19cm longueur 20cm		0	0
ME 81	Appui-main à corne droit longueur 19cm longueur 20cm		0	0



05

Repose-pieds / Repose-jambes

◇ : configuration standard

0 : options sans supplément de prix

	CODE LPP	MONTANT LPP	PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
MB 10	Repose-pieds séparés avec palette composite réglable en angle		◇	◇
MB 25	Repose-jambes la paire (sans compensation de longueur) Poids utilis. max 125kg - NC MB50	2x 9362331	2x 105,76€	200,49€ 211,52€
MB 22	Repose-moignon gauche avec potence standard à droite		255,92€	270,00€
MB 21	Repose-moignon droit avec potence standard à gauche		255,92€	270,00€
MB 72	Talonniers (la paire)		58,77€	62,00€



Longueur des jambes (sans le coussin d'assise)

Longueur de tibia (UL) en cm: 35 (réglage possible de 35 à 38cm) 42 (réglage possible de 39 à 49cm)
Indiquez l'épaisseur du coussin même si celui-ci n'est pas livré par Otto Bock. cm

06

Roues motrices

◇ : configuration standard
 O : options sans supplément de prix

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
MG 35	Pneus 1 3/8" bandages	◇	◇
MG 30	Pneus 1 3/8" pneu gonflable	85,31€	90,00€
MG 86	Déport de roue arrière	66,35€	70,00€
MG 90	Flasques transparentes	189,57€	200,00€
MG 05	Main courante standard	O	O

07

Freins

◇ : configuration standard
 O : options sans supplément de prix

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
MH 01	Freins à levier standard	O	O
MH 08	Freins à commande unilatérale à droite	142,18€	150,00€
MH 09	Freins à commande unilatérale à gauche	142,18€	150,00€
MH 10	Rallonge de leviers de freins , emboîtables - Compatible uniquement avec MH01	37,91€	40,00€

08

Accessoires de châssis


◇ : configuration standard
 O : options sans supplément de prix

	CODE LPP	MONTANT LPP	PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
MA 103			◇	◇
MA 104			O	O
MA 57			33,18€	35,00€
MA 58			33,18€	35,00€
MZ 50			52,13€	55,00€
Appui-tête 476D52=SK065/ 476D52=SK015: kit de montage clinique noir 476L52=SK025: tige d'appui-tête polyaxial, noire 430H1=1-7: appui-tête soft	9362294	63,41€	189,57€	200,00€

En cas d'incompatibilité entre certaines options, le service client prendra contact avec vous.



MD 19 Toile de dossier réglable en tension, 5 bandes



ME 61/62 Rotateur élévateur réversible



ME 70/71 Gouttière d'une pièce, longueur 46cm



ME 72/73 Coudière longueur 20,5cm



ME 72/73 Coudière longueur 29cm



ME 72/73 Coudière longueur 35,5cm



ME 74/75 Appui-main plat




ME 76/77 Appui-main courbe



ME 78/79 Appui-main à corne courbe



ME 80/81 Appui-main à corne courbe



MB 22 Repose-moignon