

N° CLIENT

TAMPON DE LA SOCIÉTÉ

Poids maximum utilisateur : 130 kg

Poids du fauteuil à partir de : 14 kg

Garantie 2 ans

- + Châssis aluminium
- + Accoudoirs, main courante et repose-pieds escamotables
- + Double palette repose-pieds en composite, réglable en angle
- + Dossier fixe
- + Poignées de poussée anti-bactérienne
- + Roues arrière à démontage rapide
- + Largeur d'assise 38 à 53cm
- + Profondeur réglable sans outils



# Start M2S

## Réglage usine

Hauteur de dossier: 42,5cm modifiable à 40cm, 45cm et 47,5cm

Hauteur d'assise avant: 48cm

Hauteur d'assise arrière: 46cm

Profondeur d'assise: 43cm modifiable à 40,5cm et 45,5cm sans outils

Longueur des jambes UL: 42cm

## 01 V7: roues avant 6" et options incluses

Dossier fixe, roues arrière bandage PU 24"1 3/8", roues avant 6" PU, accoudoirs réglables en hauteur, poignées de poussée standard, roulette anti-bascule incluse, toile de dossier réglable en tension 5 bandes, châssis anthracite métallique

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC	CODE LPP	MONTANT LPP
480F74=30701	Largeur 38 cm x profondeur 40,5/ 43 / 45,5 cm	529,85€	558,99€	9161549 9362377	558,99€ 34,90€
480F74=30702	Largeur 40,5 cm x profondeur 40,5/ 43 / 45,5 cm				
480F74=30703	Largeur 43 cm x profondeur 40,5/ 43 / 45,5 cm				
480F74=30704	Largeur 45,5 cm x profondeur 40,5/ 43 / 45,5 cm Croisillon 3 branches				
480F74=30705	Largeur 48 cm x profondeur 40,5/ 43 / 45,5 cm Croisillon 3 branches				
480F74=30706	Largeur 50,5 cm x profondeur 40,5/ 43 / 45,5 cm Croisillon 3 branches				
480F74=30707	Largeur 53 cm x profondeur 40,5/ 43 / 45,5 cm Croisillon 3 branches				
481A53=SK170	Anti-bascule enfichable (l'unité)	0	0		

02

## V8: roues avant 8"

Dossier fixe à courbure lombaire, roues arrière bandage PU 24"1 3/8", roues avant 8" PU, accoudoirs ajustables en hauteur, poignées de poussée standard, châssis anthracite métallique		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC	CODE LPP	MONTANT LPP
480F74=30801	Largeur 38 cm x profondeur 40,5/ 43 / 45,5 cm	529,85€	558,99€	9161549	558,99€
480F74=30802	Largeur 40,5 cm x profondeur 40,5/ 43 / 45,5 cm				
480F74=30803	Largeur 43 cm x profondeur 40,5/ 43 / 45,5 cm				
480F74=30804	Largeur 45,5 cm x profondeur 40,5/ 43 / 45,5 cm				
480F74=30805	Largeur 48 cm x profondeur 40,5/ 43 / 45,5 cm				
480F74=30806	Largeur 50,5 cm x profondeur 40,5/ 43 / 45,5 cm				
480F74=30807	Largeur 53 cm x profondeur 40,5/ 43 / 45,5 cm Croisillon 3 branches				
481A53=SK170	Anti-bascule enfichable (l'unité)	0	0		

03

## V9: roues avant 6" et barre stabilisatrice de dossier

Dossier fixe à courbure lombaire, roues arrière bandage PU 24"1 3/8", roues avant 6" PU, accoudoirs ajustables en hauteur, poignées de poussée standard, barre stabilisatrice de dossier, châssis anthracite métallique		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC	CODE LPP	MONTANT LPP
480F74=30901	Largeur 38 cm x profondeur 40,5/ 43 / 45,5 cm	529,85€	558,99€	9161549	558,99€
480F74=30902	Largeur 40,5 cm x profondeur 40,5/ 43 / 45,5 cm				
480F74=30903	Largeur 43 cm x profondeur 40,5/ 43 / 45,5 cm				
480F74=30904	Largeur 45,5 cm x profondeur 40,5/ 43 / 45,5 cm				
480F74=30905	Largeur 48 cm x profondeur 40,5/ 43 / 45,5 cm				
480F74=30906	Largeur 50,5 cm x profondeur 40,5/ 43 / 45,5 cm				
480F74=30907	Largeur 53 cm x profondeur 40,5/ 43 / 45,5 cm Croisillon 3 branches				
481A53=SK170	Anti-bascule enfichable (l'unité)	0	0		

## 04 V10: roues avant 6" et version Hemi

Dossier fixe droit, roues arrière bandage PU 24"1 3/8", roues avant 6" PU, accoudoirs ajustables en hauteur, poignées de poussée standard, déport de fourches, châssis gris clair Hauteur assise avant - arrière = 46cm		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC	CODE LPP	MONTANT LPP
480F74=31001	Largeur 38 cm x profondeur 40,5/ 43 / 45,5 cm	529,85€	558,99€	9161549	558,99€
480F74=31002	Largeur 40,5 cm x profondeur 40,5/ 43 / 45,5 cm				
480F74=31003	Largeur 43 cm x profondeur 40,5/ 43 / 45,5 cm				
480F74=31004	Largeur 45,5 cm x profondeur 40,5/ 43 / 45,5 cm Croisillon 3 branches				
480F74=31005	Largeur 48 cm x profondeur 40,5/ 43 / 45,5 cm Croisillon 3 branches				
480F74=31006	Largeur 50,5 cm x profondeur 40,5/ 43 / 45,5 cm Croisillon 3 branches				
480F74=31007	Largeur 53 cm x profondeur 40,5/ 43 / 45,5 cm Croisillon 3 branches				

## Accessoires non montés

	CODE LPP	MONTANT LPP	PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC	
481A53=SK170	Anti-basculé enfichable (l'unité)		18,96€	20,00€	
481A74=SK025	Roulettes de transit (la paire)		73,93€	78,00€	
481H74=SK012	Prolongateur de freins (la paire)		24,64€	26,00€	
481A53=SK065	Porte-canne (l'unité)		22,75€	24,00€	
481E74=PK101	Accoudoirs ajustables en hauteur, argent métallisé (la paire)		170,62€	180,00€	
	Autres accessoires type gouttière		Nous consulter		
481B74=PK167	Repose-jambes pour largeur 38 et 40,5cm (la paire)	2 x 9362331	2 x 105,76€	200,49€	211,52€
481B74=PK168	Repose-jambes pour largeur 43 et 45,5cm (la paire)	2 x 9362331	2 x 105,76€	200,49€	211,52€
481B74=PK169	Repose-jambes pour largeur 48cm (la paire)	2 x 9362331	2 x 105,76€	200,49€	211,52€
481B74=PK170	Repose-jambes pour largeur 50,5cm (la paire)	2 x 9362331	2 x 105,76€	200,49€	211,52€
481B74=PK075	Repose-moignon pour largeur 38 et 48cm		255,92€	270,00€	
481B74=PK076	Repose-moignon pour largeur 50,5 et 53cm		255,92€	270,00€	

En cas d'incompatibilité entre certaines options, le service client prendra contact avec vous.