

DEVIS

COMMANDE

N° CLIENT

TAMPON DE LA SOCIÉTÉ

Poids maximum utilisateur : 120 kg

Poids du fauteuil à partir de : 57 kg

Fauteuil garanti 2 ans / Batteries 1 an

- + Electronique nVR2 (40A)
- + Vitesse 7,2 km/h, moteurs 160W,
- + Batteries Gel 28,75Ah (C5)/35Ah (C20)
- + Boîtier de contrôle standard, montage à droite
- + Accoudoirs relevables
- + Inclinaison de dossier mécanique
- + Assise avec coussin Livo
- + Roues av. 8", roues motrices 12,5" avec garde-boue
- + Repose-pieds réglables en hauteur avec palette relevable et ajustable en angle (-5°/ 0°/ +5°)
- + Couleur du châssis: noir mat



Wingus

01

Modèle

◇ : configuration standard
○ : options sans supplément de prix

490E163=00013		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC	CODE LPP	MONTANT LPP	PCH
	Wingus AA1 avec garde-boue roues motrices (491S163=SK015) et coussin d'assise Livo	3 306,11€	3 487,95€	9161609	3 487,95€	3 487,95€
476C00=SK1456	Coussin d'assise Livo - Largeur 45cm x prof. 42cm	○	○			
476C00=SK1457	Coussin d'assise Livo - Largeur 45cm x prof. 44cm	○	○			
476C00=SK1458	Coussin d'assise Livo - Largeur 45cm x prof. 46cm	○	○			
	Ceinture de sécurité	○	○			
	Chargeur de batterie 5A	○	○			




02

Assise

Largeur d'assise en cm (SB) réglable de 40 cm à 46 cm

Prof. d'assise en cm (ST) réglable de 38 cm à 48 cm

03 Accessoires de châssis non montés / livrés séparément

			PRIX PUBLIC HT*	PRIX PUBLIC TTC*
491S163=SK001	Eclairage avant unilatéral (montage côté droit ou gauche)		75,83€	80,00€
491S163=SK006	Kit éclairage		464,45€	490,00€
493U163=SK040	Pantographe escamotable latéralement		104,27€	110,00€
491B163=ST015	Sangle de positionnement pour les pieds - à commander par 2		30,33€	32,00€
471S71=SK035	Porte-bouteille		47,39€	50,00€
481S00=ST102	Pochette pour téléphone portable		50,24€	53,00€
491S163=SK040	Porte-canne		50,24€	53,00€
491S163=SK030	Panier de rangement sous l'assise		265,40€	280,00€
491D16=SK045	Adaptateur pour montage appui-tête		73,93€	78,00€
430H1=1-7	Appui-tête Large		74,88€	79,00€
476L52=SK015	Tige d'appui-tête polyaxial, coudée, noire		117,53€	124,00€
476C00=SM1384	Coussin d'assise standard - largeur 45cm x profondeur 51cm		66,35€	70,00€
476C00=SK1489	Coussin d'assise EvoFlair - largeur 45cm x profondeur 42cm		331,75€	350,00€
476C00=SK1490	Coussin d'assise EvoFlair - largeur 45cm x profondeur 44cm		331,75€	350,00€
476C00=SK1491	Coussin d'assise EvoFlair - largeur 45cm x profondeur 46cm		331,75€	350,00€



En cas d'incompatibilité entre certaines options, le service client prendra contact avec vous.



Eclairage avant unilatéral



Kit éclairage



Pantographe escamotable latéralement



Garde-boue roues motrices



Sangle de positionnement pour les pieds



Porte-bouteille



Pochette pour téléphone portable



Porte-canne



Panier de rangement sous l'assise



Adaptateur pour montage appui-tête



Coussin d'assise Livo



Coussin d'assise EvoFlair